


Instrucțiuni de utilizare

Cap de cameră NIR FI Full HD Zoom

Cap de cameră pentru imagistică cu fluorescență NIR



TPA785-000-103
Version: 0
2022 - Feb - 21

	Cuprins	Pagina
0	Note importante cu privire la acest document.....	6
0.1	Domeniu de aplicare, identificare, scopul utilizării.....	6
0.2	Grup țintă.....	6
0.3	Folosirea și păstrarea documentului.....	6
0.4	Documente complementare.....	6
1	Informații generale referitoare la produs.....	7
1.1	Pachetul de livrare.....	7
1.2	Descrierea produsului.....	7
1.2.1	Caracteristici de performanță și funcționalitate.....	7
1.2.2	Prezentare generală.....	8
1.3	Scopul utilizării.....	9
1.3.1	Utilizarea prevăzută.....	9
1.3.2	Indicații.....	9
1.3.3	Contraindicații.....	9
1.3.4	Profil utilizator.....	9
1.3.5	Compatibilitate cu echipamentele chirurgicale cu înaltă frecvență.....	9
1.3.6	Componențe necesare pentru operare.....	10
1.4	Conformitate.....	10
1.4.1	Norme și regulamente.....	10
1.4.2	Protecție împotriva electrocutării.....	10
1.4.3	Clasificarea dispozitivului medical.....	10
1.5	Marcaje.....	11
1.5.1	Pictograme și informații de pe produs și ambalaj.....	11
1.5.2	Pictogramele din acest document.....	12
1.6	Contactul cu serviciul de asistență tehnică.....	12
1.7	Obligație de raportare în cazul incidentelor grave.....	12
2	Informații generale privind siguranța.....	13
2.1	Reprezentarea avertismentelor.....	13
2.1.1	Avertismente la începutul unui capitol.....	13
2.1.2	Avertismente în text.....	14
2.2	Siguranța produsului.....	14
2.2.1	Indicații de siguranță de bază.....	14
2.2.2	Calificările personalului.....	15

3	Folosire.....	16
3.1	Indicații de siguranță.....	16
3.2	Butoanele de pe capul de cameră.....	17
3.2.1	Generalități și configurații setate din fabrică.....	17
3.2.2	Modificarea funcției tastelor.....	18
3.2.3	Navigarea în meniul unității de comandă a camerei cu butoanele de pe capul de cameră.....	18
3.3	Verificarea vizuală.....	19
3.4	Conexiunea la unitatea de comandă a camerei.....	19
3.5	Conectarea unui endoscop.....	20
3.6	Focalizarea imaginii și zoomul.....	21
3.7	Încheierea utilizării și curățarea preliminară.....	21
3.8	Indicații privind depozitarea și transportul.....	21
3.9	Măsuri în caz de defecțiuni, tabel cu defecțiuni.....	22
3.10	Service.....	23
4	Procesarea.....	24
4.1	Indicații de siguranță.....	24
4.2	Calificările personalului.....	25
4.3	Proceduri validate.....	26
4.4	Agenți de curățare și dezinfectare.....	26
4.5	Curățare și dezinfectare manuale.....	27
4.5.1	Prezentare generală.....	27
4.5.2	Efectuarea procedurilor.....	27
4.6	Curățarea automată și dezinfectarea termică.....	30
4.6.1	Curățarea prealabilă manuală.....	30
4.6.2	Prezentare generală.....	31
4.6.3	Efectuarea procedurilor.....	31
4.7	Sterilizare.....	32
4.7.1	STERRAD® Procedura de sterilizare 100S, NX, 100NX.....	32
4.7.2	Procedeu de sterilizare STERIS V-PRO®.....	33
4.7.3	Procedeu de sterilizare STERIS SYSTEM 1® / SYSTEM 1E®.....	34
4.7.4	Sterilizare cu oxid de etilenă gazos.....	36
5	Datele produsului.....	38
5.1	Date tehnice.....	38
5.2	Condiții ambiante.....	38
6	Eliminarea deșeurilor.....	39

0 Note importante cu privire la acest document

0.1 Domeniu de aplicare, identificare, scopul utilizării

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru următorul produs:

Denumire articol: **Cap de cameră NIR FI Full HD Zoom**

Număr articol: **95-3908**

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt parte integrantă a produsului și conțin toate informațiile de care au nevoie utilizatorul și operatorul pentru o utilizare sigură și conformă scopului.

0.2 Grup țintă

Aceste instrucțiuni de utilizare se adresează medicilor, asistenților medicali, tehnicienilor medicali și personalului specializat în aprovizionarea cu articole sterile, care sunt însărcinați cu instalarea, operarea, întreținerea, mentenanța și procesarea produsului.

0.3 Folosirea și păstrarea documentului

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc prestabilit și asigurați-vă că acestea sunt oricând accesibile pentru grupul țintă.

În cazul schimbării proprietarului sau a locului de amplasare a produsului, înmânați documentul următorului proprietar.

0.4 Documente complementare

Instrucțiuni de utilizare pentru unitatea de comandă a camerei

În ceea ce privește folosirea și configurația tastelor capului de cameră și opțiunile și posibilitățile referitoare la acestea, respectați instrucțiunile de utilizare ale unității de comandă a camerei folosite (95-3981, 95-3985).

1 Informații generale referitoare la produs

1.1 Pachetul de livrare

Pachetul de livrare al produsului cuprinde:

- Un cap de cameră
- Un set de instrucțiuni de utilizare

Controlați conținutul
livrării!

După primire, controlați pachetul de livrare, pe baza bonului de livrare, în ceea ce privește caracterul complet și integritatea.


Pachetul de livrare părăsește unitatea noastră în stare impecabilă. Dacă aveți totuși motive de reclamație, adresați-vă furnizorului Dvs. Datele de contact se găsesc la capătul acestui document.

1.2 Descrierea produsului

1.2.1 Caracteristici de performanță și funcționalitate

Unități de comandă utilizabile	Acest cap de cameră se conectează la unitățile de comandă cu următoarele numere de articol și poate fi utilizat numai cu acestea: 95-3981, 95-3985.
Cameră CMOS	Capul de cameră și unitatea de comandă a camerei formează împreună o cameră care are la bază tehnologia CMOS, care furnizează o imagine video endoscopică în timp real pentru afișare pe un monitor.
Fluorescență NIR	Capul de cameră este sensibil în domeniul infraroșu vizibil și apropiat, pentru a face lumina cu infraroșu de apropiere vizibilă pentru imagistica cu fluorescență NIR.
Full HD - 1080p	În combinație cu un monitor adecvat, camera asigură o rezoluție Full HD la scannarea progresivă (1080p).
Butoanele de pe capul de cameră	Capul de cameră dispune de trei butoane configurabile, ce servesc la reglarea reprezentării imaginii, la captura video sau foto sau la navigarea și modificarea setărilor în meniul de configurare al unității de comandă a camerei.
Zoom parfocal	Capul de cameră asigură o distanță de focalizare reglabilă manual de 14,25 - 28 mm, care corespunde unui zoom 2x. Obiectivul integrat este construit parfocal, astfel încât imaginea rămâne clară și atunci când se utilizează funcția zoom.

1.2.2 Prezentare generală



Figură 1-1: Cap de cameră modelul „NIR FI Full HD Zoom“.

- ❶ Inel pentru zoom
- ❷ Inel pentru focalizare
- ❸ Dispozitiv de blocare pentru ocular
- ❹ Protecție contra deschiderii neintenționate a dispozitivului de blocare
- ❺ Butoanele de pe capul de cameră

1.3 Scopul utilizării

1.3.1 Utilizarea prevăzută

Capul de cameră furnizează împreună cu o unitate de comandă a camerei și cu un endoscop o imagine video în timp real în cazul intervențiilor de diagnostic sau terapeutic efectuate pe cale endoscopică.

Capul de cameră oferă suport și în cadrul imagisticii cu fluorescență intraoperatorie în domeniu cu infraroșu în apropiere cu un agent fluorescent adecvat (în principal verde de indocianină), permițând astfel o imagine fluorescentă a camerei.

1.3.2 Indicații

Capul de cameră este indicat pentru utilizarea în intervențiile chirurgicale endoscopice pe care medicul le consideră adecvate pentru pacienți, dacă este necesară o cameră pentru imagistica intraoperatorie.

Decizia de a efectua o procedură endoscopică îi revine medicului curant și este condiționată de starea pacientului.

Pentru o utilizare în condiții de siguranță, se vor respecta standardele/liniile directoare publicate de organismele oficiale, de ex. societățile științifice pentru chirurgia endoscopică.

1.3.3 Contraindicații

Utilizarea este contraindicată dacă procedurile endoscopice sunt contraindicate din orice motiv.

Nu se cunosc contraindicații care să aibă o legătură directă cu dispozitivele.

Sunt valabile contraindicațiile medicale susmenționate pentru agenții fluorescenți adecvați care ar putea fi utilizați.

În cazul tuturor intervențiilor, medicul responsabil trebuie să decidă în funcție de starea generală a pacientului și de analiza individuală a raportului riscuri/ beneficii, dacă utilizarea prevăzută a dispozitivului conform standardelor profesionale este permisă.

1.3.4 Profil utilizator

Conceput pentru utilizarea de către personal medical instruit într-o instituție profesională din domeniul sănătății (spital).

1.3.5 Compatibilitate cu echipamentele chirurgicale cu înaltă frecvență

Dispozitivul este autorizat pentru utilizarea cu echipamente chirurgicale cu înaltă frecvență. Condițiile de utilizare conform scopului nu se modifică în timpul intervențiilor chirurgicale cu înaltă frecvență.

1.3.6 Componente necesare pentru operare

Acest cap de cameră poate fi conectat la unitățile de comandă a camerei cu următoarele numere de articol și este compatibil doar cu acestea:

- NIR FI CCU Full HD (95-3981)
- NIR FI CCU 4K (95-3985)

Pentru cerințele de sistem integrale pentru obținerea rezultatelor vizate la utilizarea camerei pentru imagistică cu fluorescență NIR, vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu sursa de lumină (05-0761nir).

1.4 Conformitate

1.4.1 Norme și regulamente

Produsul, compus din unitatea de comandă și capul de cameră, îndeplinește cerințele următoarelor norme aplicabile:

- **IEC 60601-1** Aparatură electromedicală - partea 1:
Specificații generale privind siguranța, inclusiv principalele caracteristici de performanță
- **IEC 60601-1-2** Aparatură electromedicală - partea 1-2:
Compatibilitatea electromagnetică
- **IEC 60601-2-18** Aparatură electromedicală - partea 2-18:
Specificații speciale privind siguranța, inclusiv principalele caracteristici de performanță ale aparatului endoscopice

1.4.2 Protecție împotriva electrocutării



În combinație cu unitatea de comandă a camerei, produsul îndeplinește condițiile CF de protecție de defibrilație conform IEC 60601-1 privind protecția împotriva electrocutării, fiind autorizată combinarea acestuia cu piese aplicate care sunt destinate aplicării directe pe inimă.

1.4.3 Clasificarea dispozitivului medical

Produsul este conform **reglementărilor UE** un produs medical din clasa I.

1.5 Marcaje

1.5.1 Pictograme și informații de pe produs și ambalaj

Pictogramele pe care le găsiți pe produs sau pe ambalaj sunt explicate în continuare.



Respectați instrucțiunile de utilizare



Marcaj CE



Număr articol



Număr de serie



Dispozitiv medical



Producător



Data fabricației



Atenționare (IEC 60601-1 3rd edition) /

Atenție, respectați documentația însoțitoare (IEC 60601-1 2nd edition)



Nu este destinat utilizării în medii cu rezonanță magnetică



Parte aplicată de tipul CF de protecție de defibrilației conform IEC 60601-1



Deblocare



Blocare



Temperatură de depozitare și transport permisă



Umiditate relativă permisă a aerului în timpul depozitării și transportului



Presiune atmosferică permisă în timpul depozitării și transportului



Atenție: Comercializarea sau prescrierea produsului de către un medic este supusă legislației federale a SUA



Colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate

1.5.2 Pictogramele din acest document

În continuare, găsiți explicații privind pictogramele din acest document.



Simboluri de avertizare generale



Avertisment cu privire la tensiunea electrică



Avertisment privind riscurile biologice, pericolul de infecție

1.6 Contactul cu serviciul de asistență tehnică

Dacă aveți întrebări privind produsele noastre, privind instalarea sau utilizarea și în cazul în care aveți nevoie de service, adresați-vă furnizorului dumneavoastră.

Datele de contact se găsesc la finalul acestui document.

1.7 Obligație de raportare în cazul incidentelor grave

Toate incidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității naționale competente din statul membru în care este rezident utilizatorul și/sau pacientul .

2 Informații generale privind siguranța

2.1 Reprezentarea avertismentelor

2.1.1 Avertismente la începutul unui capitol

Avertismentele descrise în continuare sunt reunite la începutul capitolelor ale căror instrucțiuni pot comporta pericolele respective.

Gravitatea pericolelor potențiale este exprimată prin cuvântul de semnalizare cu care începe avertismentul.

Citiți cu atenție aceste avertismente și țineți cont de ele atunci când efectuați activitățile respective.

Indicație privind un pericol ce poate provoca decesul sau răni grave:



⚠ AVERTISMENT

Tipul și sursa unui pericol de rănire

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

Indicație privind un pericol ce poate provoca răni de gravitate redusă-medie:



⚠ PRECAUȚIE

Tipul și sursa unui pericol de rănire

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

Indicație privind posibile daune materiale:

ATENȚIE

Tipul și sursa unui pericol de daune materiale

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

2.1.2 Avertismente în text

Avertismentele descrise în continuare se regăsesc în instrucțiunile de utilizare imediat înaintea pașilor de urmat care pot comporta pericole.

Gravitatea pericolelor potențiale este exprimată prin cuvântul de semnalizare cu care începe avertismentul.

Citiți cu atenție aceste avertismente și respectați măsurile de prevenire a pericolului.

Indicație privind un pericol ce poate provoca decesul sau răni grave:



AVERTISMENT! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

Indicație privind un pericol ce poate provoca răni de gravitate redusă-medie:



PRECAUȚIE! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

Indicație privind posibile daune materiale:

ATENȚIE! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

2.2 Siguranța produsului

2.2.1 Indicații de siguranță de bază

Produsele noastre sunt dezvoltate și fabricate conform celor mai înalte standarde de calitate.

Pericole - în ciuda înaltei calități

Deși acest produs corespunde cerințelor tehnologice de ultimă generație, pot apărea pericole în timpul punerii în funcțiune și utilizării sau în contextul procesării și mentenanței.

Din acest motiv, citiți aceste instrucțiuni de utilizare în întregime și cu atenție. Țineți cont și respectați avertismentele din acest document.

Operați produsul numai în stare impecabilă, conform scopului prevăzut și respectând instrucțiunile de utilizare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul și accesoriile utilizate sunt intacte și funcționale.

Păstrați ambalajul original. Transportați și depozitați produsul în ambalajul original și utilizați-l pentru returul în service.

Înștiințați-ne imediat în cazul în care constatați defecțiuni sau erori.



AVERTISMENT! Pericol în caz de modificări neautorizate aduse produsului. Se pot produce leziuni grave. Nu efectuați sub nicio formă modificări neautorizate.



AVERTISMENT! Defectarea componentelor în timpul unei intervenții. Pericol pentru pacient. Trebuie să aveți la îndemână componente de schimb.



AVERTISMENT! Riscuri create de dispunerea, amplasarea, combinarea sau proprietățile aparatelor sau dispozitivelor din jur sau conectate. Respectați instrucțiunile de utilizare ale produselor respective. Efectuați evaluarea riscurilor.



AVERTISMENT! Pericol de sufocare. Depozitați materialele de ambalare în așa fel încât să nu le lăsați la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT! Afectarea imaginii live de către interferențele electromagnetice (modul imagistică cu lumină albă și fluorescență NIR). Pericol pentru pacient datorită reprezentării modificate a imaginii, în modul de imagistică FI sistem blocat, lipsa imaginii în timp real (de ex., întâzieri, imagine înghețată), interferențe care afectează imaginea (de ex., imagini care pâlpâie, dungi) sau orientare modificată a imaginii. Îndepărtați toate sursele de interferențe. Respectați distanțele minime recomandate conform indicațiilor privind compatibilitatea electromagnetică. Asigurați-vă că imaginea în timp real este afișată corect pe monitor. Asigurați-vă că imaginea în timp real este afișată cu orientarea corectă (nu în oglindă).



AVERTISMENT! Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM). Forțe magnetice, interacțiuni electromagnetice, încălzirea pieselor metalice. Nu utilizați produsul în apropierea aparaturii IRM.



AVERTISMENT! Utilizare în timpul descărcării unui defibrilator. Pericol pentru persoane. Înainte de descărcare, scoateți produsul din câmpul operației.



PRECAUȚIE! Manipulare abuzivă. Pericol pentru pacient din cauza deteriorării produsului. Manipulați cu atenție produsul. Nu îndoiți, nu striviți și nu supuneți cablul camerei la șocuri puternice. După ce produsul a fost supus unor solicitări mecanice puternice sau după ce a căzut, nu îl mai utilizați – returnați-l producătorului pentru a fi verificat.



AVERTISMENT! Manipularea și îngrijirea incorecte, precum și utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute, pot crea riscuri pentru pacient, utilizator și terți, precum și uzura prematură a produsului.

2.2.2 Calificările personalului

Respectați cerințele privind calificările

Pentru instalare, operare și mentenanță sunt necesare calificări speciale. Respectați cerințele privind calificările personalului, prevăzute în capitolele respective din acest document.

3 Folosire

3.1 Indicații de siguranță



AVERTISMENT

Utilizarea de componente nesterile

Pericol de infecție pentru pacient

- > Utilizați exclusiv endoscoape și accesorii endoscopice procesate corespunzător
- > Înainte de utilizare efectuați o verificare vizuală



AVERTISMENT

Afișarea unei note în locul imaginii în timp real

Pericol pentru pacient

- > Asigurați-vă întotdeauna că imaginea în timp real surprinsă de camera endoscopică se afișează pe monitor



AVERTISMENT

Interferențele cu aparatura utilizată simultan (de ex. laser, chirurgie HF)

Pericole pentru pacient și utilizator, perturbări de imagini, deteriorarea produsului

- > Asigurați-vă că toate aparatele utilizate îndeplinesc cel puțin condițiile BF, CF sau condițiile CF de protecție contra efectelor defibrilării impuse conform IEC 60601-1
- > Respectați marcasele și instrucțiunile de utilizare ale aparatelor folosite
- > Evitați contactul direct cu endoscopul și componentelor conductoare cu electrozi de înaltă frecvență activați
- > Nu activați electrozii de înaltă frecvență în prezența gazelor sau lichidelor inflamabile
- > Aspirați amestecurile de gaz și lichidele cu potențial exploziv înainte de utilizarea aparatelor de înaltă frecvență

3.2 Butoanele de pe capul de cameră


3.2.1 Generalități și configurații setate din fabrică

Fiecare buton de pe capul de cameră poate realiza o funcție specifică printr-o apăsare scurtă sau o apăsare prelungită

Meniul permite configurarea preferențială a funcțiilor butoanelor, cu următoarele restricții:

- Funcția de invocare a meniului propriu-zis nu poate fi modificată;
- Anumite funcții (de ex., White balance (Balans de alb), Light source on/off (Pornire/oprire sursă de lumină), Advanced Views și Noise reduction [Reducere zgomot]) pot fi alocate numai butoanelor 1 și 2, ele fiind activate printr-o apăsare prelungită.

În **Default settings (Setări implicite)**, butoanele de pe capul de cameră au funcțiile alocate după cum urmează:



	Butonul 1	Butonul 2	Butonul 3
Apăsare scurtă	<p>Sursa de lumină este pornită: Schimbarea modului de redare a imaginilor</p> <p>Sursa de lumină este oprită: Activați sursa de lumină</p>	Pornire / oprire înregistrare video	Captură foto
Apăsare prelungită	<p>Modul NIR-FI este activat: Revenire directă la imagistică cu lumină albă</p> <p>Imagistica cu lumină albă este activată: Dezactivați sursa de lumină</p>	Balans de alb	Invocare meniu

Tabel 3-1: Configurația implicită a butoanelor de pe capul de cameră.

3.2.2 Modificarea funcției tastelor

Modificarea funcției butoanelor de pe capul de cameră



Navigați cu săgețile direcționale în meniu și validați-vă selecția cu butonul de Meniu respectiv.


În continuare găsiți un exemplu de alocare a funcției de optimizare a marginilor pe butonul 3.

Procedați după cum urmează:



1. Apăsați pe butonul **Meniu** de pe capul de cameră timp de aprox. 2 secunde.
 - > Pe ecran se deschide meniul principal.
 2. Navigați la intrarea de meniu **Options (Opțiuni)** și confirmați.
 3. Navigați la **Button function (Funcție taste)** și confirmați.
 4. Navigați la **M short (M scurt)** și confirmați.
 5. Navigați la opțiunea **Edge enhancement (Optimizare margini)** și confirmați.
 - > Selecția dumneavoastră va apărea sub formă de text alb.
 - > Cu ajutorul butonului 3, puteți controla acum optimizarea marginilor.
- Funcția tastelor s-a modificat.

3.2.3 Navigarea în meniul unității de comandă a camerei cu butoanele de pe capul de cameră



- | | |
|---------------------------------|--|
| Accesarea meniului: | apăsați și mențineți apăsat butonul 3. |
| Navigare sus în meniu: | apăsați scurt butonul 1. |
| Navigare jos în meniu: | apăsați scurt butonul 2. |
| Confirmarea selecției în meniu: | apăsați scurt butonul 3. |
| Ieșirea din meniu: | apăsați și mențineți apăsat butonul 3. |

3.3 Verificarea vizuală

Efectuați verificarea vizuală

Efectuați o verificare vizuală înainte fiecărei intervenții.

Procedați după cum urmează:

Sunt suprafețele din sticlă curate?

1. Asigurați-vă că suprafețele din sticlă ale capului de cameră sunt curate.

În acest scop, orientați capul de cameră spre o suprafață albă și curată. Suprafețele de sticlă sunt murdare dacă observați urme sau umbre pe ecran, pe care nu le observați pe suprafața de control.

ATENȚIE! Zgârieturi pe suprafețele de sticlă. Nu utilizați perii, ci o lavetă moale care nu lasă scame.

Curățați suprafețele de sticlă murdare cu o soluție cu 70% etanol.

Sunt gata de utilizare inelele de reglare?

2. Asigurați-vă că inelul sau inelele de reglare sunt gata de utilizare.

Fiecare inel trebuie să poată fi rotit fără a se bloca.

Fiecare inel trebuie să opună o ușoară și uniformă rezistență la rotire.

Nu utilizați capul de cameră dacă inelul de reglare se blochează la rotire sau dacă are joc atunci când îl rotiți.

Este cablul nedeteriorat?

3. Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul camerei.

Nu utilizați capul de cameră când cablul camerei este îndoit, rupt sau răsucit.

Este mufa uscată și nedeteriorată?

4. Asigurați-vă că nu prezintă umiditate și impurități contactele din mufa de conexiune a cablului camerei.

Nu utilizați capul de cameră dacă observați umiditate în mufă sau când contactele prezintă impurități.

Este carcasa nedeteriorată?

5. Asigurați-vă că nu prezintă deteriorări externe carcasa.

Nu utilizați aparatul când carcasa este deteriorată la exterior.

Verificarea vizuală s-a încheiat.

3.4 Conexiunea la unitatea de comandă a camerei

Conectați capul de cameră la unitatea de comandă a camerei

ATENȚIE! Deteriorarea cablului camerei prin îndoire, strivire sau șocuri puternice. Nu îndoiți, nu striviți și nu supuneți cablul camerei la șocuri puternice.

Procedați după cum urmează:



1. Glisați complet mufa de conexiune în mufa mamă de la unitatea de comandă a camerei până ce se cuplează.

> Numele modelului capului de cameră conectat va fi afișat pe ecran.

Capul de cameră este conectat.

3.5 Conectarea unui endoscop

Conectarea endoscopului

Toate endoscoapele cu ocular compatibil ACMI sunt adecvate pentru conectarea la capul de cameră.

Procedați după cum urmează:

1. Eventual fixați o husă sterilă pe endoscop.

Respectați dacă este cazul instrucțiunile de utilizare ale husei sterile.

Notă: Răspunderea menținerii barierei sterile îi revine întotdeauna utilizatorului.

2. Apăsați simultan pe ambele dispozitive de blocare ale endocuplorului, astfel încât clemele de fixare să se extindă.
 3. Introduceți endoscopul cu suportul ocular și eliberați dispozitivele de blocare.
 4. Asigurați endoscopul contra deschiderii accidentale. În acest scop, închideți siguranța endocuplorului.
 5. Trageți, dacă este cazul, husa sterilă peste capul de cameră și cablul de cameră care duce la unitatea de comandă a camerei, până ce husa s-a desfășurat complet.
- Endoscopul este conectat.



3.6 Focalizarea imaginii și zoomul

Focalizarea în imagini și zoomul

Procedați după cum urmează:

1. Reglați imaginea la mărimea dorită cu ajutorul inelului de zoom posterior.
2. Orientați endoscopul la distanța de lucru spre o structură cu contururi clare.
3. Rotiți inelul de focalizare anterior de pe capul de cameră până ce imaginea este clară.

Parfocal Odată ce s-a obținut claritatea dorită, imaginea rămâne precisă chiar și când se folosește funcția zoom.

Imaginea este reglată.

3.7 Încheierea utilizării și curățarea preliminară

Încheierea utilizării

Notă: Endocuplorul este solidar cu capul de cameră și nu poate fi demontat.

Procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați dacă este cazul husa sterilă și eliminați-o.
2. Decuplați endoscopul și cablul de lumină.
3. Decuplați capul de cameră de la unitatea de comandă a camerei.
4. Îndepărtați pe cât posibil eventualele reziduuri vizibile de la intervenție cu o cârpă moale, care nu lasă scame, însă nu udă.
5. Opriți aparatele electrice.

Utilizarea și curățarea preliminară sunt încheiate.

3.8 Indicații privind depozitarea și transportul

Depozitați produsul în sistem protejat contra prafului într-un mediu uscat, bine aerisit și cu o temperatură constantă.

La depozitare sau la depozitarea intermediară, asigurați-vă că produsul nu poate fi deteriorat sub acțiunea mediului ambiant.

Pentru a evita deteriorările, protejați produsul de lumina directă a soarelui, radioactivitate și radiații electromagnetice puternice.

Condițiile ambiante pentru transport, depozitare și funcționare se regăsesc în secțiune 5.2.

3.9 Măsuri în caz de defecțiuni, tabel cu defecțiuni

Defecțiune	Cauză posibilă	Remediu
Imaginea este prea întunecată, iluminare prea scăzută	Suprafețele de sticlă ale capului de cameră prezintă impurități	Curățați suprafețele din sticlă (<i>capitol 4</i>)
	Depuneri persistente pe suprafețele de sticlă	Îndepărtați depunerile (<i>capitol 4</i>)
	Cabluri de lumină defecte	Conectați un cablu de lumină nou. Trimiteți în service
	Luminozitatea camerei este reglată la un nivel prea scăzut	Reglați luminozitatea camerei la un nivel mai ridicat
	Sistemul optic al endoscopului este defect	Dacă imaginea este prea întunecată și fără cameră, utilizați un alt endoscop și trimiteți endoscopul în service
	Iluminarea este setată la un nivel prea redus	Măriți gradul de iluminare din sursa de lumină
Pe monitor nu apare imaginea	Cablul de conexiune nu este conectat sau este defect	Conectați capul de cameră la unitatea de comandă. Verificați dacă ștecărul nu prezintă umiditate. În cazul în care cablul este defect, trimiteți în service

Tabel 3-2: Tabel cu defecțiuni.

3.10 Service

Dacă este necesară repararea produsului, adresați-vă reprezentanțelor noastre. Datele de contact se găsesc la capătul acestor instrucțiuni de utilizare.

Includeți în pachet o **descriere a defecțiunii** cât mai precisă și consemnați în avizul de însoțire a mărfii numărul de articol și numărul de serie al produsului. Aceste date se regăsesc pe plăcuța tehnică.



AVERTISMENT

Produs contaminat

Pericol de infecție

- > Prelucrați atent produsul înainte de expediere (*capitol 4*)
- > Marcați produsele contaminate

Trimiteți în service numai produse curățate corespunzător.

Dacă este posibil, utilizați ambalajul de carton original pentru expediere. Marcați starea de procesare pe ambalajul exterior.

Ne rezervăm dreptul de a refuza și de a returna produsele nemarcate.

4 Procesarea

4.1 Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT

Dacă se suspectează contactul produsului cu agenți patogeni ai bolii Creutzfeldt-Jakob, procesarea produsului contaminat nu este posibilă

Risc de contaminare încrucișată în timpul utilizării și al procesării

- > Nu procesați produsele cu suspiciune de contaminare
- > Eliminați produsele cu suspiciune de contaminare



⚠️ PRECAUȚIE

Curățare și dezinfectare necorespunzătoare

Pericol pentru pacient în urma curățării și dezinfectării insuficiente, deteriorarea produsului

- > Utilizați aparate de curățare și dezinfectare care îndeplinesc condițiile ISO 15883-1
- > Încărcați aparatul în așa fel încât toate articolele de spălat să fie complet clătite și curățate (fără să existe zone nespălate)
- > Efectuați mentenanța adecvată a aparatului
- > Utilizați numai agenți de curățare și dezinfectare autorizați pentru produs
- > Efectuați curățarea preliminară a produselor direct după utilizare și procesați-le în interval de 6 ore
- > La curățarea preliminară, nu sunt permise temperaturi de fixare de > 45 °C
- > La curățarea preliminară, nu utilizați agenți de curățare și dezinfectare persistenți (ingredient activ: aldehydă, alcool)

ATENȚIE

Sterilizarea inadecvată

Este posibilă deteriorarea aparatului

- > Utilizați exclusiv procedurile autorizate
- > Nu sterilizați unitatea de comandă
- > Nu sterilizați capul de cameră cu aburi sau în autoclave

ATENȚIE

Agenți de curățare inadecvați și substanțe chimice de proces inadecvate

Deteriorări prin coroziune, uzură prematură și modificări vizuale la nivelul materialului

- > Utilizați numai agenți de curățare și dezinfectare autorizați pentru produs
- > Utilizați numai substanțe chimice de proces a căror compatibilitate cu materialul a fost recomandată de producătorul de substanțe chimice
- > Respectați toate specificațiile de utilizare ale producătorului de substanțe chimice privind temperatura, concentrația și timpul de aplicare
- > Nu utilizați substanțe chimice de proces ce pot provoca fisuri prin tensiune sau fragilizarea materialelor plastice
- > Evitați contactul cu soluțiile clorurate
- > După contactul cu soluții clorurate, spălați bine produsele cu apă distilată și uscați-le complet

ATENȚIE

Utilizarea băii cu ultrasunete

Deteriorarea produsului

- > Nu expuneți produsul băii cu ultrasunete

4.2 Calificările personalului

Cerințele privind calificările personalului însărcinat cu procesarea produselor medicale sunt reglementate prin lege în numeroase țări.

În orice caz, procesarea produselor medicale este permisă numai personalului specializat care dispune de competențele necesare.

Competențele se pot obține prin formare de specialitate sau prin educație și lucrări practice, fiind posibilă și completarea lor prin activități de formare profesională adecvate.

4.3 Proceduri validate

Dacă nu se lucrează cu o husă sterilă, se va aplica procedura de procesare.

Procesarea se compune din

- curățare preliminară întotdeauna după utilizare
- curățare și dezinfecție (manuală sau automată) și
- Sterilizare

Procedurile indicate în acest document sunt validate în materie de eficacitate.

Răspunderea
beneficiarului

Beneficiarului îi revine răspunderea de a efectua, de a documenta, pune în aplicare și întreține un proces de procesare valid.

Asigurați-vă că aparatura utilizată la procesare este supusă unui proces de mentenanță adecvat.

4.4 Agenți de curățare și dezinfectare

Curățarea manuală se validează cu:

- Cidezyme®/Enzol® (Johnson & Johnson)

Dezinfectarea manuală se validează cu:

- Cidex® OPA (Johnson & Johnson)

Curățarea automată se validează cu:

- neodisher® MediClean forte 0,5 %
(Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG)

Utilizați pe cât posibil numai acești agenți de curățare și dezinfectare.

Respectați specificațiile
producătorului!

Înainte de utilizare, citiți cu atenție și în întregime informațiile pentru utilizator emise de producător și respectați indicațiile privind concentrația, temperatura, durata de utilizare, volumul de apă și timpul de aplicare.

4.5 Curățare și dezinfectare manuale

4.5.1 Prezentare generală

Fază	Etapă de lucru	Temperatură (°C/°F)	Timp (min)	Calitatea apei	Soluție de curățare/dezinfectare
I	Curățare	Conform datelor producătorului	2 - 5	Apă de la robinet	Agent de curățare enzimatic: Cidezyme®/Enzol®, preparate conform indicațiilor producătorului
II	Spălare intermediară 2x	20-30 / 68-86	2 x ≥ 1	Apă de la robinet	---
III	Dezinfectare	Conform datelor producătorului	12	---	Soluție cu 0,55 % ortoftalaldehidă: Cidex® OPA, preparată conform indicațiilor producătorului
IV	Spălare finală	20-30 / 68-86	3 x ≥ 1	Apă distilată*	---
V	Uscare	---	---	---	---

Tabel 4-1: Prezentare generală a curățării și dezinfecției manuale.

*Apă distilată = apă distilată (demineralizată, cu conținut scăzut de germeni, max. 10 germeni/ml și conținut redus de endotoxine, max. 0,25 unități de endotoxină/ml)

4.5.2 Efectuarea procedurilor

Efectuarea fazei I: Curățare

Procedați după cum urmează:

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi. Îndepărtați impuritățile de pe suprafețele optice numai cu tampoane îmbibate cu alcool sau agenți de curățare neutri.

Notă: Endocuplorul este solidar cu capul de cameră și nu poate fi îndepărtat.

1. La sfârșitul operației, curățați capul de cameră, inclusiv cablurile și conectorii, ștergându-le cu o lavetă fără scame, umezită, dar fără să curgă.

Pentru umezirea lavetei, folosiți o soluție de curățare enzimatică pregătită conform specificațiilor producătorului (Cidezyme®/Enzol®).

	Ștergeți produsul până când nu mai există reziduuri vizibile, însă nu mai puțin de un minut.
îmbibați 2-5 min	2. Scufundați produsul timp de două până la cinci minute în soluția de curățare pregătită conform specificațiilor producătorului.
Lăsați bulele de aer să se elimine	Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile sunt umezite cu soluția de curățare și că produsul este scufundat pe parcursul întregului interval de curățare. Introduceți capul de cameră în așa fel încât aerul să iasă complet din deschizăturile acoperite.
Ștergeți sau frecați cu peria suprafețele exterioare	3. Curățați produsul aflat complet în soluție cu o lavetă moale, curată și fără scame sau cu o perie moale.
Ștergeți sau frecați cu peria cel puțin 1 min	Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin un minut resp. până când nu mai există reziduuri vizibile.
Deplasați componentele mobile	În timpul curățării, deplasați componentele mobile ale produsului complet scufundat în soluția de curățare în fiecare direcție de trei ori până la opritor.
	ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi.
Spălare	4. În final, spălați bine suprafețele produsului cu deschizături acoperite sau cu geometrie complexă cu soluția de curățare, de cel puțin cinci ori. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml.

Efectuarea fazei II: Limpezire intermediară


Procedați după cum urmează:

2 cicluri de spălare a câte cel puțin 1 min	1. Scufundați complet produsul în apă de la robinet (20-30 °C / 68-86 °F). Spălați bine toate suprafețele accesibile în cursul a două cicluri de spălare de câte cel puțin un minut.
Deplasați componentele mobile	În timpul spălării, deplasați componentele mobile în fiecare direcție de trei ori până la opritor. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare.
Clătiți suprafețele	2. Clătiți bine suprafețele cu orificii acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin trei ori, cu apă de la robinet. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare. Lăsați apa reziduală să se scurgă complet.

Efectuarea fazei III: Dezinfecție

Procedați după cum urmează:

Lăsați să se scufunde timp de 12 min	1. Scufundați complet produsul cel puțin douăsprezece minute în soluția de dezinfectare.
--------------------------------------	---

	Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile rămân scufundate în soluția de dezinfectare pe parcursul întregului interval de dezinfectare.
Îndepărtați bulele de aer	Îndepărtați toate bulele de aer fixate pe suprafețele componentelor.
Ștergeți sau frecați cu peria produsul	2. Curățați apoi produsul aflat complet în soluție cu o lavetă moale, curată și fără scame sau cu o perie moale. Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin un minut.
Deplasați componentele mobile	Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile sunt umezite de soluția de dezinfectare, deplasând componentele mobile în fiecare direcție de trei ori până la opritor.
	ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi.
	3. Spălați bine suprafețele produsului cu deschizături acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin cinci ori. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml.
	Efectuarea fazei IV: Clătirea finală
	<i>Procedați după cum urmează:</i>
3 cicluri de spălare a câte cel puțin 1 min	1. Scufundați produsul complet în apă distilată (20-30 °C / 68-86 °F) și clătiți toate suprafețele accesibile în trei cicluri de clătire timp de minim un minut.
Deplasați componentele mobile	În timpul spălării, deplasați componentele mobile în fiecare direcție de trei ori până la opritor.
Clătiți suprafețele	2. Clătiți bine suprafețele cu orificii acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin trei ori, cu apă distilată. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare. Lăsați apa reziduală să se scurgă complet.
	Efectuarea fazei V: Uscare
	<i>Procedați după cum urmează:</i>
	1. Uscați produsul cu o lavetă moale, care nu lasă scame. Folosiți aer comprimat medicinal cu o presiune de max. 0,5 bar pentru a usca zonele unde nu se poate ajunge cu laveta.
	2. Asigurați-vă că produsul este curat și intact. Dacă este cazul, repetați procesul de curățare și dezinfectare.
Verificarea vizuală	Dacă identificați deteriorări, puneți imediat produsul deoparte.
	<input checked="" type="checkbox"/> Se exclud curățarea și dezinfectarea manuale.
	AVERTISMENT! Produsul nu este steril după curățarea și dezinfectarea manuale.

4.6 Curățarea automată și dezinfectarea termică

4.6.1 Curățarea prealabilă manuală

Efectuarea curățării prealabile manuale

Înainte de curățarea automată, se va efectua o curățare prealabilă manuală.

Procedați după cum urmează:

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi. Curățați impuritățile de pe suprafețele optice numai cu tampoane îmbibate cu alcool sau agenți de curățare neutri.

Notă: Endocuplorul este solidar cu capul de cameră și nu poate fi demontat.

1. La sfârșitul operației, curățați capul de cameră, inclusiv cablurile și conectorii, ștergându-le cu o lavetă fără scame, umezită, dar fără să curgă.

Pentru umezirea lavetei, folosiți o soluție de curățare enzimatică pregătită conform specificațiilor producătorului (Cidezyme®/Enzol®).

Ștergeți produsul până când nu mai există reziduuri vizibile, însă nu mai puțin de **un** minut.

îmbibați 10-30 min
2. Scufundați complet produsul integral dezasamblat timp de **zece** până la **treizeci** de minute în soluția de curățare alcalină pregătită conform specificațiilor producătorului (neodisher® MediClean forte).

Lăsați bulele de aer să se elimine

Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile sunt umezite cu soluția de curățare și că produsul este scufundat pe parcursul întregului interval de curățare. Introduceți elementele goale pe dinăuntru în așa fel încât aerul să iasă complet din deschizăturile acoperite.
3. Curățați toate suprafețele exterioare ale produsului aflate complet în soluție cu o lavetă moale, curată și fără scame sau cu o perie moale.

Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin **un** minut resp. până când nu mai există reziduuri vizibile.

Deplasați componentele mobile ale produsului complet scufundat în soluția de curățare în fiecare direcție de cel puțin **trei** ori până la opritor.

Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin **un** minut resp. până când nu mai există reziduuri vizibile.
4. Scufundați toate componentele complet în apă de la robinet (20-30 °C / 68-86 °F). Spălați bine toate suprafețele accesibile în cursul a **două** cicluri de spălare de câte cel puțin **un** minut.

În timpul spălării, deplasați componentele mobile în fiecare direcție de **trei** ori până la opritor.

Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare.

2 cicluri de spălare a câte cel puțin 1 min

Lăsați apa reziduală să se scurgă complet.

Procesul de curățare prealabilă manuală este încheiat.

4.6.2 Prezentare generală

Fază	Etapă de lucru	Temperatură (°C/°F)	Timp (min)	Calitatea apei	Soluție de curățare
I	Prespălare	rece	2	Apă de la robinet	---
II	Curățare	55/131	10	---	Agent de curățare alcalin: neodisher® MediClean forte, preparat conform datelor producătorului
III	Spălare intermediară 1	Conform ciclului standard al producătorului aparatului	1	Apă de la robinet	---
IV	Spălare intermediară 2	Conform ciclului standard al producătorului aparatului	1	Apă de la robinet	---
V	Dezinfecție termică	90/194	5	Apă deionizată (valoare A ₀ : > 3000)	---
VI	Uscare	mare (98,8/210)	30	---	---

Tabel 4-2: Prezentare generală a curățării automate și dezinfectării termice.

Notă: Componentele eloxate sau cele din plastic se pot decolora prin procesarea automată.

4.6.3 Efectuarea procedurilor

Efectuarea curățării automate și dezinfectării termice

Utilizați un aparat de curățare/dezinfectare a cărui eficacitate a fost validată. Aparatul trebuie să fie conform cerințelor ISO 15883-1 resp. versiunea specifică regiunii și valabilă în aceasta.

Pentru curățarea automată se recomandă eliminarea prealabilă ca deșeu uscat.

În cazul eliminării ca deșeu umed, utilizați agenți de curățare nespumant și spălați bine produsele înainte de curățarea automată.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru curățarea automată și dezinfectarea termică. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

Respectați specificațiile producătorului!

1. Așezați coșul de procesare* în aparatul de curățare/dezinfecție.
Respectați specificațiile producătorului și instrucțiunile de utilizare ale aparatului. În timpul încălzirii, asigurați-vă că nu vor rămâne zone nespălate.
2. Porniți ciclul de curățare/dezinfectare conform datelor producătorului și instrucțiunilor de utilizare ale aparatului.

Verificarea vizuală

3. După uscare, efectuați o verificare vizuală în lumină ambiantă puternică și asigurați-vă că produsele sunt uscate, nu sunt deteriorate și că nu prezintă reziduuri vizibile.

Utilizați o lupă. Dacă este cazul, repetați procesul de curățare și dezinfectare.

Puneți imediat deoparte produsele deteriorate.



PRECAUȚIE! Pericol de opărire la golirea aparatului. Purtați mănuși.

4. Scoateți produsul din aparat.
- Curățarea automată și dezinfectarea termică sunt încheiate.

* pentru validarea curățării automate și a dezinfecției termice, capul de cameră a fost așezat într-un coș de procesare obișnuit disponibil pe piață (OM-1002-SY).

4.7 Sterilizare

4.7.1 STERRAD® Procedura de sterilizare 100S, NX, 100NX

Efectuarea sterilizării

ATENȚIE! Utilizarea sterilizării STERRAD® poate cauza modificări la nivel cosmetic asupra produsului, care nu influențează neapărat funcționarea.

ATENȚIE! Produsul trebuie să fie complet uscat înainte de a putea fi sterilizat cu sterilizatorul STERRAD®. Umiditatea poate duce la întreruperea ciclului de sterilizare.

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

Sistemul STERRAD® de la firma Advanced Sterilization Products (ASP) folosește tehnologia plasmei de temperatură joasă cu peroxid de hidrogen gazos pentru sterilizarea finală a produselor medicale reutilizabile curățate, spălate și uscate.

Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs. STERRAD® și STERRAD® Sterility Guide (SSG) al firmei ASP de pe www.sterradsterilityguide.com sau contactați serviciul clienți ASP.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru sterilizarea STERRAD®. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.
2. Plasați o bandă indicatoare STERRAD® în coșul de procesare.

Ambalați coșul* cu două straturi individuale de pânză nețesută din două straturi, admisă pentru sterilizare.

3. STERRAD® 100S uși STERRAD® 100NX: Introduceți coșul înfășurat în compartimentul superior din camera de sterilizare. Compartimentul de jos trebuie să rămână gol.

STERRAD® NX: Introduceți coșul înfășurat în compartimentul inferior din camera de sterilizare. Compartimentul din partea de sus trebuie îndepărtat.

Poziționați coșul astfel încât agentul de sterilizare să poată acționa peste tot. Asigurați-vă că nicio componentă nu atinge peretele sterilizatorului.

Respectați specificațiile producătorului!

4. Porniți ciclul de sterilizare conform datelor producătorului și instrucțiunilor de utilizare ale aparatului de sterilizare.

Sterilizarea STERRAD® a fost validată pentru următoarele cicluri:

- STERRAD® 100S ciclu scurt (exclusiv compartimentul din partea de sus)
- STERRAD® NX ciclu standard (exclusiv compartimentul din partea de jos)
- STERRAD® 100NX ciclu standard (exclusiv compartimentul din partea de sus)

5. Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.

Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.

- Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un coș de procesare obișnuit disponibil pe piață (OM-1002-SY), care a fost înfășurat în două straturi de material fibros de polipropilenă (Kimguard® KC400 Sterilization Wrap, Kimberly Clark, PC 68248).

4.7.2 Procedeu de sterilizare STERIS V-PRO®

Efectuarea sterilizării

ATENȚIE! Utilizarea sterilizării STERIS poate cauza modificări la nivel cosmetic asupra produselor dumneavoastră, care nu influențează neapărat funcționarea.

ATENȚIE! Produsul trebuie să fie complet uscat înainte de a putea fi sterilizat cu sterilizatorul STERIS. Umiditatea poate duce la întreruperea ciclului de sterilizare.

ATENȚIE! Utilizați doar coșuri aprobate de STERIS pentru procedura de sterilizare cu peroxid de hidrogen gazos.

Procedee validate de sterilizare la temperaturi joase, STERIS: V-PRO®, V-PRO® 1, V-PRO® 1 Plus, V-PRO® maX, V-PRO® maX 2, V-PRO® 60, V-PRO® s2.

Sistemul V-PRO® de la firma STERIS folosește tehnologia plasmei de temperatură joasă cu peroxid de hidrogen gazos pentru sterilizarea finală a produselor medicale reutilizabile curățate, spălate și uscate.

Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului dumneavoastră STERIS sau contactați serviciul clienți STERIS.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru sterilizarea la temperaturi scăzute STERIS. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

Respectați specificațiile
producătorului!

1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.
 2. Plasați o bandă indicatoare în coșul de procesare.
Ambalați coșul* cu două straturi individuale de pânză nețesută din două straturi, admisă pentru sterilizare.
 3. Introduceți coșul înfășurat conform unui model validat de umplere în sterilizator și respectați indicațiile producătorului sterilizatorului.
 4. Porniți sterilizarea la temperaturi scăzute STERIS conform specificațiilor producătorului.
 5. Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.
Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.
- Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un coș de procesare (OM-1002-SY), care a fost înfășurat în două straturi de material fibros de polipropilenă (HALYARD* H600 ONE-STEP*).

4.7.3 Procedeu de sterilizare STERIS SYSTEM 1® / SYSTEM 1E®

Efectuarea sterilizării

ATENȚIE! Utilizarea sterilizării STERIS poate cauza modificări la nivel cosmetic asupra produselor dumneavoastră, care nu influențează neapărat funcționarea.

Procedee validate de sterilizare STERIS: SYSTEM 1E® Liquid Chemical Sterilant Processing System, SYSTEM 1® endo Liquid Chemical Sterilant Processing System, SYSTEM 1® Sterilisationssystem, SYSTEM 1® PLUS Sterilisationssystem.

Procedeul de sterilizare 1®/1E®-System al firmei STERIS este bazat pe o sterilizare cu acid peracetic (concentrat steril S40™).

Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului dumneavoastră STERIS sau contactați serviciul clienți STERIS.

Utilizați doar recipiente aprobate pentru sterilizarea STERIS System 1/1E. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

Respectați specificațiile
producătorului!

1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.
2. Plasați o bandă indicatoare în recipientul de procesare*. Respectați specificațiile producătorului.
3. Introduceți recipientul conform unui model validat de încărcare în sterilizator și respectați indicațiile producătorului sterilizatorului.
4. Porniți sterilizarea STERIS System 1/1E conform specificațiilor producătorului.
5. Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.
Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.

ATENȚIE! Produsul trebuie să fie reutilizat imediat după sterilizare, fiindcă nu există o posibilitate de depozitare sterilă.

Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un recipient special pentru procesare (numere de piese STERIS: C1220E, C1140E, C1160E, C1220S1, C1140S1, C1160S1, C1220INT, C1140INT sau 1160INT).

4.7.4 Sterilizare cu oxid de etilenă gazos

Efectuarea sterilizării cu gaz

Aparatul este validat pentru sterilizarea cu oxid de etilenă gazos și poate fi sterilizat și aerisit la parametrii indicați aici. Respectați instrucțiunile de utilizare ale sterilizatorului și toate cerințele la nivel de instituție, la nivel local și național.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru sterilizarea cu oxid de etilenă gazos. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

- Respectați specificațiile producătorului!
1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.
 2. Ambalați coșul* cu două straturi individuale de pânză nețesută din două straturi, admisă pentru sterilizare.
 3. Introduceți coșul înfășurat conform unui model validat de umplere în sterilizator și respectați indicațiile producătorului sterilizatorului.
 4. Porniți sterilizarea cu oxid de etilenă gazos conform indicațiilor producătorului cu următorii parametri validați:

Tratare preliminară

Temperatură	55 °C (131 °F)
Umiditatea relativă a aerului	70%
Valoare de referință vid	0,09 bar (9 kPa)
Timp de expunere	30 min.

Sterilizare

Temperatură	55 °C (131 °F)
Umiditatea relativă a aerului	70%
Concentrație (100 % EO)	735 mg/l.
Timp de expunere	3 h

Aerisire

Timp de evacuare a aerului	12 h
Temperatură	50 - 57 °C (122 - 135 °F)



AVERTISMENT! Reziduuri de oxid de etilenă toxic. Pericol pentru persoane. Respectați timpul de evacuare a aerului.

Notă: Beneficiarului îi revine răspunderea de a se asigura că aparatul de sterilizare utilizat corespunde parametrilor indicați mai sus.

Notă: Sterilizarea cu oxid de etilenă gazos poate cauza modificări de natură cosmetică asupra produselor dumneavoastră, care nu influențează neapărat funcționarea.

5. Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.
Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.

Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un coș de procesare (OM-1002-SY), care a fost înfășurat în două straturi de material fibros de polipropilenă (HALYARD* H300 ONE-STEP*).

5 Datele produsului

5.1 Date tehnice

Dimensiuni incl. endocuplor (l x Î x A)	45 x 46,5 x 149 mm
Diametru exterior endocuplor	52,1 mm
Greutate incl. endocuplor	330 g fără cablu
Senzor captură imagine	1/3" CMOS, scanare progresivă
Rezoluție	1920 x 1080 pixeli
Distanță de focalizare	14,25 - 28 mm
Lungime cablu de cameră	3,5 m
Tipul de protecție	IP X7
Parte aplicată cf. IEC 60601-1	CF de protecție împotriva defibrilației

5.2 Condiții ambiante

Condiții de transport și depozitare

Temperatură	-20 °C până la +70 °C
Umiditatea aerului rel.	5 % până la 95 %
Presiunea aerului	50 kPa până la 106 kPa

Condiții de funcționare

Temperatură	+10 °C până la +35 °C
Umiditatea aerului rel.	5 % până la 95 %
Presiunea aerului	70 kPa până la 106 kPa



⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea condițiilor ambiante

Leziuni tisulare ireversibile sau coagulare nedorită, rănirea utilizatorului, daune materiale

- > Respectați condițiile de utilizare, precum și condițiile de transport și depozitare

6 Eliminarea deșeurilor



AVERTISMENT

Prodot contaminat

Pericol de infecție

> **Procesați produsul înainte de eliminare (*capitol 4*)**

La eliminarea și reciclarea produsului și a componentelor sale, respectați regulamentele naționale în vigoare.

Ambalajul produsului constă dintr-o pungă de polipropilenă (PP) (0,5 kg) cu inserție de spumă poliuretanică moale (PU) (0,12 kg), pungi de polietilenă (PE) (0,02 kg) și o cutie de carton din carton ondulat (0,54 kg).



Produsele marcate cu acest simbol se vor colecta separat ca aparate electrice și electronice. Eliminarea va fi efectuată gratis de către producător pe teritoriul Uniunii Europene.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH
Robert-Bosch-Str. 1-3
79211 Denzlingen
Germany

