

Ръководство за употреба

Управляващ блок Full HD с USB памет

Управляващ блок за медицинска ендоскопия



TPA563-000-113
Version: C
2021 - Jan - 28

Съдържание	Страница
0 Важни указания към този документ.....	7
0.1 Област на валидност, идентификация, предназначение.....	7
0.2 Целева група.....	7
0.3 Използване и съхранение на документа.....	7
0.4 Допълващи документи.....	7
1 Обща информация за изделието.....	8
1.1 Обхват на доставката.....	8
1.2 Описание на изделието.....	9
1.2.1 Характеристики и начин на действие.....	9
1.2.2 Поглед отпред на управляващия блок.....	10
1.2.3 Поглед отзад на управляващия блок.....	11
1.2.4 Менюто – функции, влизане и навигация.....	12
1.3 Употреба.....	13
1.3.1 Предназначение.....	13
1.3.2 Показания за приложение.....	13
1.3.3 Противопоказания.....	13
1.4 Съответствие.....	14
1.4.1 Стандарти и нормативни документи.....	14
1.4.2 Класифициране на медицинското изделие.....	14
1.5 Обозначения.....	15
1.5.1 Пиктограми и информация върху изделието и опаковката.....	15
1.5.2 Пиктограми в този документ.....	16
1.6 Контакт с отдела за техническо обслужване.....	16
1.7 Задължение за регистрация при сериозни инциденти.....	16
2 Обща информация за безопасност.....	17
2.1 Показване на предупредителни указания.....	17
2.1.1 Предупредителни указания в началото на главата.....	17
2.1.2 Предупредителните указания в текста.....	18
2.2 Безопасност на изделието.....	18
2.2.1 Основни указания за безопасност.....	18
2.2.2 Квалификация на персонала.....	19
2.2.3 Електромагнитна съвместимост.....	20
2.2.4 Комбиниране с медицински електрически уреди.....	21
2.2.5 Индикации за неизправности.....	21

3	Монтиране и пускане в експлоатация.....	22
3.1	Указания за безопасност.....	22
3.2	Квалификация на персонала.....	23
3.3	Монтиране.....	24
3.3.1	Разполагане.....	24
3.3.2	Свързване на монитори.....	25
3.3.3	Връзка за клавиатура.....	25
3.3.4	Връзка за крачни прекъсвачи.....	25
3.3.5	Връзка за записващо устройство.....	26
3.3.6	Връзка за светлинен източник.....	27
3.3.7	Свързване към електрическата мрежа.....	27
3.3.8	Първо пускане в действие и функционална проверка.....	28
4	Конфигурация.....	29
4.1	Основни настройки.....	29
4.1.1	Език на системата.....	29
4.1.2	Позиция на индикацията на дисплея.....	29
4.1.3	Дата и час, формат за показване.....	30
4.1.4	Формат направените снимки.....	30
4.1.5	Честота на обновяване на изображението.....	31
4.1.6	Показване на допълнителна информация на екрана.....	32
4.1.7	Звуков сигнал при фотографиране.....	33
4.1.8	Време на експозиция.....	33
4.1.9	Конфигуриране на крачен прекъсвач.....	34
4.1.10	Индикация на системна информация.....	35
4.2	Настройка на картината.....	36
4.2.1	Общи бележки.....	36
4.2.2	Промяна на настройките.....	38
4.2.3	Дефинирани от потребителя настройки на картината.....	39
4.3	Връщане на фабричните настройки.....	40
4.3.1	Пълно връщане на фабричните настройки.....	40
4.3.2	Връщане на фабричните настройки на отделно направление.....	40

5	Използване.....	42
5.1	Указания за безопасност.....	42
5.2	Квалификация на персонала.....	43
5.3	Общи указания за използване.....	44
5.4	Техническа проверка преди употреба.....	45
5.4.1	Визуална проверка.....	45
5.4.2	Функционална проверка.....	45
5.5	Включване и изключване, разкачване на електрическото захранване.....	46
5.6	Подготовка за употреба.....	46
5.6.1	Вход на главата на камерата.....	46
5.6.2	Избор на посока на движение.....	47
5.6.3	Коригиране на баланса на бялото.....	48
5.6.4	Въвеждане данните на пациента.....	49
5.7	Създаване на записи.....	50
5.7.1	Създаване на снимки.....	50
5.7.2	Създаване на видеозаписи с външен уред.....	50
5.8	Указания за съхранение и транспортиране.....	51
6	Почистване и дезинфекция.....	52
6.1	Указания за безопасност.....	52
6.2	Провеждане.....	52
7	Техническа поддръжка и ремонт.....	53
7.1	Указания за безопасност.....	53
7.2	Квалификация на персонала.....	53
7.3	Техническа проверка за безопасност (STK).....	53
7.4	Смяна на батерията.....	54
7.5	Смяна на предпазител.....	55
7.6	Ремонт.....	56
7.7	Действия при повреди, таблица с неизправности.....	57
8	Характеристики на изделието.....	59
8.1	Технически данни.....	59
8.2	Условия на обкръжаващата среда.....	59
8.3	Резервни части и принадлежности.....	60
8.4	Open-Source лицензи.....	60
9	Утилизация.....	61

0 Важни указания към този документ

0.1 Област на валидност, идентификация, предназначение

Това ръководство за употреба е валидно за следното изделие:

Наименование

на артикула: **Управляващ блок Full HD**

Номера на артикулите: **95-3910** - управляващ блок Full HD

95-3930 - управляващ блок Full HD USB-видеопамет

Това ръководство за употреба е част от изделието и съдържа цялата информация, от която имат нужда потребителите и операторите за безопасна употреба по предназначение.

0.2 Целева група

Това ръководство за употреба е насочено към лекари, помощен медицински персонал и медицински техници и специалисти по доставка на стерилни материали, на които са възложени монтирането, обслужването, техническата поддръжка, сервиз и подготовка на изделието.

0.3 Използване и съхранение на документа

Съхранявайте това ръководство за употреба на определено място и осигурете достъп до него на целевата група по всяко време.

При продажба или смяна на мястото на използване на изделието предайте документа на следващия собственик.

0.4 Допълващи документи

Електромагнитна съвместимост

Изискванията за електромагнитна съвместимост (EMC) са описани в отделната брошура

Медицински електрически уреди

по IEC 60601-1-2

При монтирането и по време на експлоатация трябва да вземете предвид съдържащите се там предписания.

Ръководство за употреба за главата на камерата

За безопасно използване на изделието спазвайте и инструкциите в ръководството за употреба на използваната глава на камерата.

1 Обща информация за изделието

1.1 Обхват на доставката

Доставката на изделието обхваща:

- Един управляващ блок
- Един DVI кабел (2 m)
- Два 3,5 mm кабела с жак (1,2 m)
- Един кабел за MIS-Bus връзка (0,75 m)
- Един мрежов кабел (Артикул № по заявка)
- Ръководство за употреба (TPA563-000-XXX_C)
- Една брошура за използваните лицензи с отворен код (TPO003-121-01)
- Брошура за електромагнитна съвместимост (TPI005-121-20)

Проверете
съдържанието на
доставката!


След получаването проверете окомплектоването и целостта на доставката с помощта на товарителницата.

Доставката е напуснала нашата фирма в изправно състояние. Ако все пак има основания за рекламации, можете да се обърнете към отдела за техническо обслужване на нашата фирма.

1.2 Описание на изделието

1.2.1 Характеристики и начин на действие

Медицинска ендоскопия	<p>Изделието представлява управляващ блок, използван в медицинската ендоскопия.</p> <p>Управляващият блок и главата на камерата образуват камера, базирана на CMOS технология.</p>
Full HD - 1080p	В комбинация с подходящ монитор камерата дава Full HD резолюция при прогресивно сканиране (1080p).
Различни възможности за конфигуриране	<p>Освен общите възможности за настройка, камерата предлага различни профили за ендоскопски приложения. Профилите са настроени предварително за оптимално показване на изображението, но съществува също и възможност те да бъдат променяни и адаптирани към индивидуалните потребности. Освен това могат да се конфигурират два допълнителни профила.</p> <p>Към общите възможности за настройка се включват избирането на език за конфигурационното меню и за съобщенията на екрана, както и разпределението на функциите на бутоните на главата на камерата. Езикът е настроен фабрично на английски.</p>
Записване	<p>Управляващият блок с артикулен номер 95-3930 позволява правенето и записването на снимки на USB памет, която може да бъде включена от предната страна на управляващия блок. Когато е включено външно записващо устройство, освен снимки, могат да бъдат правени и видео записи.</p> <p>Управляващият блок може да се използва с различни глави за камера.</p>


1.2.2 Поглед отпред на управляващия блок

Фигура 1-1: Поглед отпред на управляващия блок.

Легенда към фигура 1-1

- ❶ Бутон ВКЛ. / Готовност
- ❷ Връзка за главата на камерата
- ❸ Бутон Фотографиране (опция) / нагоре в менюто
- ❹ Бутон Баланс на бялото / нагоре в менюто
- ❺ Бутон Отваряне на меню / Enter
- ❻ Свързване на USB памет (опция)

1.2.3 Поглед отзад на управляващия блок



Фигура 1-2: Поглед отзад на управляващия блок.






Легенда към фигура 1-2

- ❶ Щекер на уреда
- ❷ Държач на предпазителя
- ❸ Главен прекъсвач за електрическото захранване
- ❹ MIS-Bus (MIS-шина)
- ❺ Връзка за записващо устройство (Remote-Out)
- ❻ Връзка за изравняване на потенциала
- ❼ Връзка за крачен прекъсвач (Remote-In)
- ❽ Интерфейс за техническо обслужване (скрит)
- ❾ 2x DVI изход
- ❿ Гнездо за батерии (Battery CR2032)
- ⓫ 2x HD-SDI изход
- ⓬ Връзка за клавиатура

1.2.4 Менюто – функции, влизане и навигация

Конфигурация	Чрез това меню конфигурирате уреда и правите основните настройки и настройките на картината.
Избор на посока на движение	Изберете посоката на движение с предварително направени, оптимизирани настройки на профила и въведете данните на пациента (опция).
Функции за управление	Преди и по време на интервенциите можете да променят картината, да коригирате баланса на бялото или да снимате при съответна конфигурация направо чрез предварително зададените бутони на главата на камерата.
Влизане и навигация	Влизането и навигацията в менюто се извършват чрез бутоните на предната страна на уреда, чрез клавиатурата или чрез бутоните на главата на камерата.

Навигация в менюто чрез бутоните на предната страна на уреда

	Влизане в менюто:	Натиснете за кратко бутона.
	Нагоре в менюто:	Натиснете за кратко бутона.
	Надолу в менюто:	Натиснете за кратко бутона.
	Потвърдете избора в менюто:	Натиснете за кратко бутона.
	Излизане от менюто:	Натиснете бутона и задръжте.

Навигация в менюто чрез клавиатурата

→	Влизане в менюто:	Натиснете бутона Дясна стрелка.
↑	Нагоре в менюто:	Натиснете бутона Горна стрелка.
↓	Надолу в менюто:	Натиснете бутона Долна стрелка.
→	В менюто едно ниво надолу:	Натиснете бутона Дясна стрелка.
→	Потвърдете избора в менюто:	Натиснете бутона Дясна стрелка.
←	В менюто едно ниво назад:	Натиснете бутона Лява стрелка.
→	Влизане в меню Настройки:	Натиснете бутона Дясна стрелка и задръжте.
→	Излизане от менюто:	Натиснете бутона Дясна стрелка и задръжте.

1.3 Употреба

1.3.1 Предназначение

Изделието служи за визуализация на анатомични структури от човешкото тяло.

В зависимост от свързаната глава на камерата изделието изпълнява VF или CF условията в съответствие IEC 60601-1 за защита от електрически удар.


Тази защита трябва да бъде осигурена за всяка връзка между ендоскопа и свързаните уреди.



Изделията, които изпълняват VF условията, са обозначени с показания символ.



Изделията, които изпълняват CF условията, са обозначени с показания символ и предлагат по-висока защита от електрически удар и са разрешени за директно използване при сърце.



Изделията, устойчиви на импулсите на дефибрилаторите, са обозначени допълнително с показаните символи в зависимост от своята изолация.

1.3.2 Показания за приложение

Минимално инвазивна интервенция.

Хирургия, обща ендоскопия.

1.3.3 Противопоказания

Използването на компонентите на камерата и принадлежностите ѝ е противопоказно, когато ендоскопският метод е противопоказан по някаква причина. При всяка хирургическа намеса с компонентите на камерата трябва да бъдат взети предвид размерите на пациента и на работната зона. В зависимост от заболяването на пациента може да са налице противопоказания, които се основават на общото състояние на пациента или на съответната картина на заболяването. Решението за извършване на ендоскопска процедура е отговорност на хирурга и трябва да се вземе въз основа на индивидуална преценка на риска и ползите.

1.4 Съответствие

1.4.1 Стандарти и нормативни документи

Изделието, което се състои от управляващ блок и глава на камерата, изпълнява изискванията на следните приложими стандарти:

- **IEC 60601-1** Медицински електрически уреди - Част 1:
Общи разпоредби за безопасността, включително основни характеристики
- **IEC 60601-1-2** Медицински електрически уреди - Част 1-2:
Електромагнитна съвместимост
- **IEC 60601-2-18** Медицински електрически уреди - Част 2-18:
Специални разпоредби за безопасността включително основните характеристики на ендоскопските уреди

1.4.2 Класифициране на медицинското изделие

Съгласно валидните **разпоредби на ЕС** изделието е медицинско изделие от Клас I.

1.5 Обозначения

1.5.1 Пиктограми и информация върху изделието и опаковката

По-нататък са обяснени пиктограмите, които можете да видите върху изделието или опаковката.



Спазвайте ръководството за употреба



СЕ маркировка



Номер на артикула



Сериен номер



Медицинско изделие



Производител



Дата на производство



Внимание (IEC 60601-1 3rd edition) /

Внимание, вземете под внимание придружаващите документи (IEC 60601-1 2nd edition)



Да не се използва в магнитно-резонансна среда



Изравняване на потенциала



Допустима температура за транспорт и съхранение



Допустима относителна влажност по време на транспорт и съхранение



Допустимо атмосферно налягане по време на транспорт и съхранение



Внимание: Продажбата или предписването на това изделие от лекар подлежат на ограничения от федералните закони на САЩ



Разделно събиране на стари електрически и електронни уреди



Електрическа защита



Променлив ток

1.5.2 Пиктограми в този документ

По-нататък са обяснени пиктограмите, които можете да видите в този документ.



Общи предупредителни знаци



Предупреждение за опасно електрическо напрежение



Предупреждение за биологична опасност, риск от инфекция

1.6 Контакт с отдела за техническо обслужване

При въпроси за нашите изделия, за монтирането или употребата, в случай на необходимост от ремонт, можете да се обърнете към някой от нашите клонове.

Данните за контакт можете да намерите на гърба на документа.

1.7 Задължение за регистрация при сериозни инциденти

Всички сериозни инциденти, свързани с изделието, следва да бъдат докладвани на производителя и компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

2 Обща информация за безопасност

2.1 Показване на предупредителни указания

2.1.1 Предупредителни указания в началото на главата

Описаните по-нататък предупредителни указания са събрани в началото на отделните глави, чиито инструкции за действие могат да крият рискове.

Тежестта на потенциалния риск се показва чрез сигнална дума, добавена към предупредителното указание.

Прочетете внимателно предупредителните указания и ги вземете предвид по време на изпълнението на съответните действия.

Указание за опасност, която може да доведе до смърт или тежко нараняване:



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вид и източник на риска от нараняване

Следствия от неспазването

> Мерки за защита от опасността

Указание за опасност, която може да доведе от леко до средно тежко нараняване:



⚠ ПАЗЕТЕ СЕ

Вид и източник на риска от нараняване

Следствия от неспазването

> Мерки за защита от опасността

Указание за възможни материални щети:

ВНИМАНИЕ

Вид и източник на опасност от материални щети

Следствия от неспазването

> Мерки за защита от опасността

2.1.2 Предупредителните указания в текста

Описаните по-нататък предупредителни указания се намират в инструкциите за действие, чието изпълнение може да крие рискове.

Тежестта на потенциалния риск се показва чрез сигнална дума, добавена към предупредителното указание.

Прочетете внимателно предупредителните указания и следвайте мерките за защита от опасността.

Указание за опасност, която може да доведе до смърт или тежко нараняване:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вид и източник на опасността. Следствия от неспазването. Мерки за защита от опасността.

Указание за опасност, която може да доведе от леко до средно тежко нараняване:



ПАЗЕТЕ СЕ! Вид и източник на опасността. Следствия от неспазването. Мерки за защита от опасността.

Указание за възможни материални щети:

ВНИМАНИЕ! Вид и източник на опасността. Следствия от неспазването. Мерки за защита от опасността.

2.2 Безопасност на изделието

2.2.1 Основни указания за безопасност

Нашите изделия се разработват и произвеждат в съответствие с най-високите изисквания за качество.

Опасности - въпреки най-високото качество

Въпреки че изделието отговаря на съвременното ниво на развитие на техниката, по време на пускането му в действие, на употребата или във връзка с почистването и ремонта му, могат да възникнат опасности.

По тази причина прочетете внимателно това ръководство за употреба. Обърнете внимание и спазвайте предупредителните указания в този документ.

Използвайте изделието само в изправно състояние, в съответствие с предназначението му и при спазване на ръководството за употреба. Преди всяка употреба трябва да се уверите в целостта и функционалната изправност на изделието и на използваните принадлежности.

Запазете оригиналната опаковка. Транспортирайте и съхранявайте изделието в оригиналната опаковка и я използвайте за изпращане в случай на необходимост от сервиз.

Уведомете ни веднага в случай, че установите смущения или неизправно действие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност при неоторизирани промени по изделието. Възможно е тежко нараняване на хора. В никакъв случай не правете неоторизирани промени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работа при отворен уред. Опасност от електрически удар. Не отваряйте уреда. Използвайте уреда само в затворено състояние.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отказ на компоненти по време на интервенцията. Опасност за пациента. Дръжте в готовност за използване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Рискове от подреждане, разполагане, комбиниране или свойствата на заобикалящите или свързани уреди или приспособления. Спазвайте ръководствата за употреба на съответните изделия. Извършете преглед на рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от задушаване. Съхранявайте материала от опаковката по такъв начин, че да бъде недостъпен за деца.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Магнитно-резонансна томография (MRT). Магнитни сили, електромагнитни взаимодействия, загряване на метални части. Не използвайте изделието в близост до MR томографи.



ПАЗЕТЕ СЕ! Грубо манипулиране. Опасност за пациентите при повредено изделие. Работете внимателно с изделието. Не прегъвайте, не притискайте и не огъвайте силно кабели на камерата. Не използвайте изделието след силно механично натоварване или падане и го изпратете на производителя за проверка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилното манипулиране и поддръжка, както и използването не по предназначение, могат да доведат до рискове за пациентите, потребителите и трети лица, както и до преждевременно износване на изделието.

2.2.2 Квалификация на персонала

Спазвайте изискванията за квалификация

За монтиране, използване и сервиз се изисква съответна специална квалификация. Спазвайте изискванията за квалификация на персонала, посочени в съответните глави на този документ.

2.2.3 Електромагнитна съвместимост

Медицинските електрически уреди са обект на повишени изисквания по отношение на своята електромагнитна съвместимост.

Въпреки високата устойчивост срещу смущения и ниското излъчване на уреда, има изисквания за монтажа и мястото на поставяне на уреда, както и за условията на обкръжаващата среда по отношение на EMC.

По тази причина обърнете внимание и следвайте съответните предупредителни указания в този документ и приложената брошура за електромагнитната съвместимост.

Съгласно IEC/CISPR 11, медицинските електрически уреди се разделят на групи и класове:

Група 1: Изделието използва или произвежда HF (високочестотна) енергия само за своето собствено вътрешно функциониране.

Група 2: Изделието произвежда HF енергия в радиочестотния обхват от 9 kHz до 400 GHz под формата на електромагнитно излъчване или с помощта на индуктивно или капацитивно сдвояване за обработка на материал или за целите на контрол на материала или на анализа.

Клас А: Изделието **не е подходящо** за употреба в жилищни помещения и зони, които са директно свързани към захранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва (също и) жилищни сгради.

Бележка: Качествата на уреда, определени от излъчванията на сигнал, позволяват неговото използване в промишлената област и в болници (CISPR 11, клас А). При използването в жилищни помещения, (за което съгласно CISPR 11 по принцип е необходим клас В), е възможно уредът да не предлага подходяща защита за радиовръзки. Потребителят трябва при необходимост да предприеме помощни мерки като преместване или пренасочване на уреда.

Клас В: Изделието **е подходящо** за експлоатация в жилищни помещения и зони, които са директно свързани към захранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва (също и) жилищни сгради.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от онези, които производителят на уреда е определил или предоставил за употреба, може да доведе до повишени електромагнитни смущения или намалена електромагнитна устойчивост на уреда спрямо електромагнитни емисии и да причини неправилно функциониране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преносимите високочестотни комуникационни устройства (радиоапаратура), включително техните аксесоари, като напр. антени и външни антени, не трябва да се използват на разстояние по-малко от 30 cm (12 in) от частите и кабелите на изделието, посочени от производителя в рамките на този документ. Пренебрегването на това изискване може да доведе до влошаване на основните характеристики на изделието.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Смущения в изображението на живо поради външни източници на смущения (например преносими уреди като мобилни телефони). Опасност за пациента.

- > Отстранете всички източници на смущения
- > Спазвайте минимални разстояния
- > Уверете се, че изображението на живо се показва правилно на монитора

2.2.4 Комбиниране с медицински електрически уреди

Изделието може да бъде комбинирано с компоненти на други производители, доколкото всички те изпълняват изискванията на IEC 60601-1 към безопасността на медицинските електрически уреди.

Операторът отговаря за проверката, осигуряването и поддържането на функционирането на системата.

При използване на уреди на различни производители и при обща експлоатация на ендоскоп и/или ендоскопски принадлежности с електро-медицински уреди необходимата за приложението електрическа изолация на работна част трябва да бъде налице (VF/CF условия в съответствие с IEC 60601-1).

При въпроси за съвместимостта можете да се обърнете към отдела за техническо обслужване на нашата фирма.

2.2.5 Индикации за неизправности

Прегряване

Уредът разполага с вътрешен сензор за температура.

При прегряване на управляващия блок на екрана се появява съобщение „Excess temperature! Attention: Camera will switch off in two minutes“ („Прегряване! Внимание, камерата ще се изключи след 2 минути“).

Когато менюто е отворено, то се затваря автоматично при появата на съобщението.

Несъвместима USB памет (само при модели с функция за фотографиране)

Съвместимите USB памет работят с файлова система FAT32.

При използване на несъвместима USB памет, когато се направи опит за запаметяване, се показва съобщение „USB storage device in incorrect format“ (USB памет с грешен формат).

Препоръчва се, при свързване на USB памет да се направи пробен запис.

3 Монтиране и пускане в експлоатация

3.1 Указания за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилна електрическа инсталация

Опасност от пожар, късо съединение или електрически удар

- > Уверете се, че електрическата инсталация отговаря на действащите национални технически разпоредби



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтиране на медицинска електрическа система

Опасност от пожар, късо съединение или електрически удар

- > Монтирането трябва да бъде изпълнявано само от квалифициран персонал
- > При комбиниране на електрически уреди следвайте на IEC 60601-1
- > Немедицинските уреди, които спазват действащите стандарти за безопасност на IEC, трябва да бъдат свързвани само през медицински разделителен трансформатор
- > Към медицинска електрическа система не трябва да се свързват допълнителни немедицински уреди
- > Сигналните проводници на уредите с функционална връзка, които са свързани на различни клонове на мрежовото захранване, трябва да бъдат галванично разделени от двете страни
- > Уредите се свързват само към захранваща мрежа със защитен проводник
- > След монтиране на медицинска електрическа система изпълнете проверка по IEC 62353



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използване на разклонители

Опасност от пожар, късо съединение или електрически удар

- > Ако е необходимо, трябва да се използват електрически разклонители, разрешени за медицински цели
- > Не се допуска последователно свързване на електрически разклонители
- > Не покривайте електрическите разклонители (прегриване)
- > Не поставяйте електрическите разклонители върху пода
- > Използвайте закрепване на захранващия кабел
- > Свързвайте към общ разклонител само уреди, които са предназначени за част от медицинската електрическа система



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електромагнитни взаимодействия

Възможно е влошаване на функцията и качеството на картината

- > Спазвайте указанията в приложената брошура за електромагнитна съвместимост
- > Уверете се, че намиращите се близо един до друг уреди не създават електромагнитни смущения помежду си
- > След монтирането извършете функционален тест

3.2 Квалификация на персонала

Специализиран персонал

Персоналът, който изпълнява разполагането или монтирането на няколко медицински електрически уреда, трябва да разполага с адекватно образование и да познава действащите на мястото на монтиране административни разпоредби, свързани с безопасността.

3.3 Монтиране

3.3.1 Разполагане

Разполагане на уреда

Спазвайте указанията за безопасност от началото на тази глава и приложената брошура за електромагнитна съвместимост.

Процедурите по следния начин:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност при разполагане във взривоопасна зона. Повишена опасност от пожар и експлозия в среда, богата на кислород. Разположете уреда извън взривоопасната зона, далеч от запалими материали.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електромагнитни въздействия. Възможни са функционални смущения и смущения в картината. Използвайте само предоставените кабели. Уверете се, че всички уреди, които работят наблизо, изпълняват изискванията за електромагнитна съвместимост. След монтиране направете функционална проверка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на уреда непосредствено до, под и над други уреди трябва да се избягва, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране. Когато въпреки това се налага използването по описания по-горе начин, този и останалите уреди трябва да се наблюдават, за да се уверите, че работят правилно.

1. Разположете уреда.

Разположете по безопасен начин!

Уверете се, че уредът е разположен по следния начин:

- хоризонтално, върху повърхност с достатъчна товароносимост, която не позволява плъзгане
- върху достатъчно стабилна опора извън обкръжаващата среда на пациента, съотв. извън стерилната зона,
- на защитено от водни капки и пръски място,
- без вибрации по време на експлоатация,
- отворите за вентилация не са покрити,
- главният прекъсвач на гърба на уреда трябва да бъде достъпен.



2. Свържете **връзката за изравняване на потенциала** на гърба на уреда с връзката за изравняване на потенциала на мястото на монтиране.

Използвайте кабел за изравняване на потенциала в съответствие с DIN 42801 със сечение от най-малко 4 mm².

Уредът е разположен правилно.

3.3.2 Свързване на монитори

Свързване на монитори

Можете да свържете няколко монитора. За свързване на главния монитор изберете възможно най-добрия сигнал. Вижте ръководството за употреба на монитора.

Процедурата по следния начин:

1. Свържете **DVI** изхода на гърба на уреда с **DVI** входа на главния монитор. Използвайте приложения **DVI** кабел.
2. При необходимост свържете още монитори към останалите видео изходи.

Блокиране на кабела

Блокирайте свързващия кабел от двете страни, за да не може да се освободи незабелязано.

Прокарайте
безопасно кабела!

3. Прекарайте всички кабели по такъв начин, че никой да не може да се спъне или закачи.

Мониторите са свързани правилно.

3.3.3 Връзка за клавиатура

Свързване на клавиатура

Процедурата по следния начин:

1. Свържете кабела на клавиатурата с **USB** порта с надпис **USB-Keyboard (USB клавиатура)** на задната страна на уреда.
2. Прекарайте всички кабели по такъв начин, че никой да не може да се спъне или закачи.

Прокарайте
безопасно кабела!

Клавиатурата е свързана правилно.

3.3.4 Връзка за крачни прекъсвачи

Свързване на крачен прекъсвач

Могат да бъдат свързани до два еднопедални крачни прекъсвача. Свържете крачния прекъсвач, когато искате да управлявате камерата с него.

Указание: Само посоченият в [раздел 8.3](#) крачен прекъсвач е съвместим.

Процедурата по следния начин:

1. Свържете крачен прекъсвач с връзката **Remote-In 1** на управляващия блок на камерата.
2. Свържете втори крачен прекъсвач с връзката **Remote-In 2** на управляващия блок на камерата.

Конфигуриране на
крачния прекъсвач

3. Конфигурирайте крачния прекъсвач, както е описано в [раздел 4.1.9](#).

Прокарайте
безопасно кабела!

4. Прекарайте всички кабели по такъв начин, че никой да не може да се спъне или закачи.

Крачните прекъсвачи са свързани правилно.

3.3.5 Връзка за записващо устройство

Свързване на записващо устройство

Вижте ръководството за употреба на записващото устройство.

Процедурата по следния начин:

1. Свържете, в зависимост от качеството на сигнала на записващото устройство, **DVI** или **HD-SDI** порт на гърба на уреда със съответния вход на записващото устройство.
2. Когато искате да задействате записа чрез бутоните на главата на камерата или с крачния прекъсвач, свържете Remote-Out портовете на гърба на уреда със съответните ходове на записващото устройство.
Използвайте приложения кабел с 3,5 mm.

Remote-Out 1
за снимки

Свържете **Remote-Out 1** с порта за снимки на записващото устройство.

Remote-Out 2
за видеозаписи

Свържете **Remote-Out 2** с порта за видео на записващото устройство.

3. При необходимост променете разпределението на функциите на бутоните на главата на камерата.

Прокарайте
безопасно кабела!

4. Прекарайте всички кабели по такъв начин, че никой да не може да се спъне или закачи.

Записващото устройство е правилно свързано.

3.3.6 Връзка за светлинен източник

Свързване на светлинен източник

Можете да управлявате свързания светлинен източник с бутоните на главата на камерата.

Указание: Само съвместимите светлинни източници могат да бъдат управлявани с бутоните на главата на камерата.

Процедурата по следния начин:

1. Свържете MIS-Bus портовете на управляващия блок със светлинния източник. Използвайте приложения MIS-Bus кабел.
2. Уверете се, че връзките са блокирани и от двете страни.
3. При необходимост променете разпределението на функциите на бутоните на главата на камерата, за да можете да включвате и изключвате светлинния източник чрез бутоните на главата на камерата или да управлявате неговата яркост.

Светлинният източник е свързан правилно.

Конфигурирайте бутоните на главата на камерата

3.3.7 Свързване към електрическата мрежа

Свързване на устройството

Свързването на електрическото захранване се прави накрая. Спазвайте указанията за безопасност в началото на тази глава.

За да бъде гарантирано непрекъснато електрическо захранване, се препоръчва използването на UPS.

ВНИМАНИЕ! Опасност от образуване на конденз при големи температурни разходи. При съхраняване на много студено уред влагата във въздуха може да кондензира в уреда при бърза смяна на температурата от студено към топло. Изчакайте със свързването към електрическата мрежа и включването, докато уредът не се загрее до температурата на околната среда.

Процедурата по следния начин:

1. Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на посоченото върху типовата табелка на уреда.
2. Вкарайте мрежовия кабел в буксата за електрическо захранване на гърба на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Образуване на искри във взривоопасната зона. Опасност от експлозия. Свързвайте конектора за електрическата мрежа извън взривоопасните зони.

3. Свържете мрежовия кабел с електрическото захранване.

Прокарайте безопасно кабела!

4. Прекарайте кабела по такъв начин, че никой да не може да се спъне или закачи.

Уредът е свързан правилно.

3.3.8 Първо пускане в действие и функционална проверка**Провеждане на функционална проверка**

При първото пускане в експлоатация проверете монтирането и установените функционалната пригодност на уреда.

Предпоставка: Монтирането трябва да бъде завършено.

Процедурите по следния начин:

1. Поставете главния прекъсвач на гърба на уреда в положение ВКЛ.
 - > *Уредът преминава в режим на готовност.*
2. Включете уреда и всички уреди наоколо.
3. Свържете главата на камерата, както е описано в [раздел 5.6.1](#).
4. Коририрайте баланса на бялото, както е описано в [раздел 5.6.3](#).
5. Насочете главата на камерата върху обект в помещението и фокусирайте картината.
6. Уверете се, че на монитора се показва добра картина, без образуване на черти, промяна на цветовете или трептене.

Свързване на главата на камерата

Коририрайте баланса на бялото

Фокусиране на картината

**Картината на монитора не е ОК?**

Смущенията могат да бъдат предизвикани от действието на електромагнитни вълни.

Увеличете разстоянието между уредите, като ги подредите по нов начин. В случай на необходимост можете да се свържете с нашия технически сервиз.

7. Уверете се, че бутоните на главата на камерата работят правилно.
- Функционалната проверка е завършена.

4 Конфигурация

4.1 Основни настройки

4.1.1 Език на системата

Настройка на езика на системата



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> *На екрана се отваря меню **Setup (Настройка)**.*

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

Избор на език

5. Отидете на **Language selection (Избор на език)** и потвърдете.

6. Изберете желания език и потвърдете.

> *Изборът се показва с бял шрифт.*

> *Езикът се превключва в съответствие с желанието.*

Системният език е настроен.

4.1.2 Позиция на индикацията на дисплея

Коригиране на позицията на индикацията на дисплея

За да коригирате индикацията на дисплея, изберете съотношение на страните 16:9 или 16:10, в зависимост от използвания монитор.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> *На екрана се отваря меню **Setup (Настройка)**.*

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

16:9/16:10

5. Отидете на **16:9/16:10** и потвърдете.

> *Изборът се показва с бял шрифт.*

6. Изберете желаното аспектно съотношение и потвърдете.

Позицията на индикацията на дисплея е коригирана.

4.1.3 Дата и час, формат за показване

Сверяване на датата и времето



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.

> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

Дата/Час

5. Отидете на **Date/time (Дата/Час)** и потвърдете.

6. Изберете желания формат на показване и потвърдете.

> Изборът се показва с бял шрифт.

7. Свърете датата и времето и запаметете съответно с Enter.

Датата и часът са сверени.

4.1.4 Формат направените снимки

Настройка на формата на снимките (опция)

Задайте, в какъв формат трябва да бъдат записвани направените снимки. Може да избирате между BMP и JPEG.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.

> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

Формат на снимките

5. Отидете на **Image Format (Формат на снимките)** и потвърдете.

6. Изберете желания формат на записване и потвърдете.

Изберете BMP, когато искате да запишете некомпресирани снимки с високо качество. Снимката може да бъде с големина до 6 MB.

Изберете JPG, когато искате да запишете компресирани снимки с добро качество и малък размер на файла от около 400 KB.

> Изборът се показва с бял шрифт.

Форматът на снимките е настроен.

4.1.5 Честота на обновяване на изображението

Настройка на честотата на опресняване на изображението

Оставете без промяна фабрично настроената честота на опресняване на изображението. Промяна на настройката е необходима само в изключителни случаи.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

50Hz / 60Hz

5. Отидете на **50Hz / 60Hz** и потвърдете.

6. Изберете желаната честота на опресняване на изображението и потвърдете.

> Изборът се показва с бял шрифт.

> Отваря се диалогов прозорец за потвърждение.

7. Потвърдете диалоговия прозорец с **Perform (Изпълнение)**.

Честотата на опресняване на изображението е настроена.

4.1.6 Показване на допълнителна информация на екрана

Определяне на показваната допълнителна информация

Определете дали на екрана да се показват датата, часът и евентуално данните на пациента. Освен това определете дали след включване на системата с камерата временно трябва да се показва разпределението на бутоните на камерата.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.
3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.
> *На екрана се отваря меню *Setup (Настройка)*.*
4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.
5. Отидете на **OSD (Индикация на дисплея)** и потвърдете.
6. Изберете желаното и потвърдете.
> *Изборът се показва с бял шрифт.*

Индикация на дисплея

При съответен избор

- горе вляво на екрана се показват датата и часът
- горе вдясно на екрана се показват данните на пациента
- разпределението на функциите на бутоните на главата на камерата се показва за няколко секунди след включването на камерната система.

- Показваната допълнителна информация е зададена.

4.1.7 Звуков сигнал при фотографирание

Включване или изключване на сигнала (опция)

Определете, дали снимането да бъде потвърждавано със звуков сигнал.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
 2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.
 3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.
> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*
 4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.
 5. Отидете на **Beeper (Сигнализатор)** и потвърдете.
 6. Активирайте или деактивирайте звуковия сигнал и потвърдете.
> Изборът се показва с бял шрифт.
- Сигналят е настроен.

Сигнализатор

4.1.8 Време на експозиция

Настройка на времето на експозиция

Времето на експозиция обикновено е автоматично. Настройката на фиксирано време на експозиция може да е целесъобразна при специални приложения, например за намаляване на ефектите на колебания при стробоскопия.

При необходимост настройте фиксирано време на експозиция.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.
3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.
> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*
4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.
5. Отидете на **Shutter (Затвор)** и потвърдете.

Затвор

- Изберете „Auto“ („Автоматичен“) или „Manual“ („Ръчен“) и потвърдете.
Когато сте избрали „Ръчен“, настройте желаното време на експозиция и потвърдете.
> Изборът се показва с бял шрифт.
- Времето на експозиция е настроено.

4.1.9 Конфигуриране на крачен прекъсвач

Конфигуриране на крачния прекъсвач

Задайте на крачния прекъсвач функция според Вашите желания.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



- Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
- Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.
- Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.
> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*
- Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.
- Отидете на **Foot switch (Крачен прекъсвач)** и потвърдете.
- Задайте на крачния прекъсвач функция според желанията си.

Крачен прекъсвач

Изберете някоя от следните функции:

- Selective color enhancement (SCE) (Селективно усилване на цветовете (SCE)) (опция)
- Smoke reduction (Намаляване на дима) (опция)
- Grid removal (Отстраняване на растера) (опция)
- Light source on/off (Светлинен източник вкл./изкл.)
- Photo (Заснемане на снимка) (на USB памет, опция)
- Remote-Out 1 (Записване на снимки с помощта на свързано записващо устройство)
- Remote-Out 2 (Записване на видео с помощта на свързано записващо устройство)

Указание: Избираемите настройки на картината са описани по-подробно в [раздел 4.2.1](#).

- Крачният прекъсвач е конфигуриран.

4.1.10 Индикация на системна информация

Показване на системна информация

Системната информация може да бъде полезна на отдела за техническо обслужване.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
 2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.
 3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.
> *На екрана се отваря меню Setup (Настройка).*
 4. Отидете на **System information (Системна информация)** и потвърдете.
 5. Изберете желаната информация:
 - Software version (Версия на софтуера)
 - Hardware version (Версия на хардуера)
 - Serial number > Controller (Сериен номер > Устройство за управление), Serial number > Camera head (Сериен номер > Глава на камерата) и Serial number > Light source (Сериен номер > Светлинен източник)
- Показва се системна информация.

Системна информация

4.2 Настройка на картината

4.2.1 Общи бележки

В конфигурационното меню могат да бъдат избрани оптимизираните настройки за камерата за определени ендоскопски направления.

Имате възможност да адаптирате настройките на картината в съответствие с Вашите потребности и да ги запазите.

За всяко от направленията на разположение са следните параметри за настройка:

Brightness (Яркост)

С яркостта регулирате управлението на осветяването на камерата.

Намалете яркостта, за да смекчите отблясъците, и я увеличете, за да направите картината по-светла.

Contrast (Контраст)

С контраста променят възпроизвеждането на контраста на картината.

Намалете контраста, за да получите хомогенно осветена картина при ендоскопи с лошо осветяване на ръба.

Указание: Затъмненията на ръба на картината могат да бъдат следствие от зададен много малък размер на прозореца.

Edge enhancement (Усилване на контурите)

С усилването на контурите усилват контурите на преходите на граничните помежду си структури.

Увеличете усилването на контурите при лапароскопски и артроскопски интервенции със системи пръчковидни лещи, за да се подобри изображението на съдовете.

Намалете усилването на контурите при системи с пакетни изображения, за да се намалят нежеланите структури на системата с пакетни изображения.

Указание: С усилване на контурите може да се усили шумът в картината.

Saturation (Насищане)

С насищането променят интензивността на цвета.

При необходимост променете насищането според вашето лично впечатление. Намалете насищането, за да намалите нежеланите цветни ефекти, например моаре (Moirés).

Window (Прозорец)

С големината на прозореца дефинирате размера на кадъра, който камерата използва за регулиране на яркостта на картината.

Изберете прозорец, който е също толкова голям или малък, колкото е кръглото изображение на ендоскопа.

Изберете по-малък прозорец, за да получите по-добра видимост в далечина при тръбовидните кухини, например в уретера.

Указание: Твърде голям прозорец, който излиза извън кръглата картина на ендоскопа, може да доведе до наслагване на изображения.

Light source +/- (Светлинен източник +/-)

От тази опция на менюто можете да настроите яркостта на светлинния източник, когато той е съвместим и съответно свързан.

Изберете при LED светлинен източник сила на светлината 70% - 100%.

Намалете силата на светлината, за да намалите наслагванията. Увеличете силата на светлината, за да намалите шума в картината.

Указание: При LED светлинен източник много слабата светлина може да промени възпроизвеждането на цветовете.

Light source on/off (Светлинен източник вкл./изкл.)

От тази опция на менюто можете да включите и изключите светлинния източник, когато той е съвместим и съответно свързан.

Zoom (Мащабиране)

С цифровото мащабиране можете да постигнете до трикратно цифрово увеличение на изображението.

Указание: Цифровото мащабиране намалява резолюцията - качеството на изображението намалява. По тази причина, използвайте по възможност оптичното мащабиране на главата на камерата.

Selective color enhancement (SCE) (Селективно усилване на цветовете (SCE)) (опция)

Със селективното усилване на цветовете интензифицирате преимуществения цвят в картината.

Използвайте селективното усилване на цветовете, за да разграничите визуално различните структури в обкръжения с малки разлики в цвета, например за усилване цвета на съдовете.

Указание: Селективното усилване на цветовете променя естественото възпроизвеждане на цветовете. По тази причина, докато настройката е активирана, на екрана се показва съобщение „Attention: false color rendering“ („Внимание: грешно показване на цветовете“).

Smoke reduction (Намаляване на дима) (опция)

С намаляването на дима постигате ясна картина в задимено обкръжение (например при коагулации с HF хирургични уреди).

Използвайте намаляването на дима, за да компенсирате лошата видимост, предизвикана от образуването на дима.

Указание: Намаляването на дима води до силно контрастна картина и може да доведе до наслагвания.

Grid removal (Отстраняване на растера) (опция)

С отстраняването на растера намалявате или отстранявате растера, предизвикан от използването на системи с пакетни изображения.

Използвайте функцията за потискане на пречещия растер.

Указание: Отстраняването на растера води до незначително намаляване на яснотата на изображението.

Noise reduction (Намаляване на шума)

С Noise reduction намалявате шума в изображението.

Настройте намаляването на шума накрая, респективно когато сте настроили голямо усилване на контурите и искате да намалите шума в картината.

Указание: Средна настройка на намаляването на шума води до леко намаляване на яснотата на изображението. При висока настройка могат да възникнат артефакти при бързи движения („теглене“).

4.2.2 Промяна на настройките**Промяна на настройките на картината за дадена специалност**

Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> Главното меню се отваря на екрана.
2. За да достигнете до специалността, която искате да промените, отидете в меню-опцията **Specialty (Специалност)** и потвърдете.
Изберете желаната специалност и потвърдете.
> Специалността се превключва.
3. Отидете на **Settings (Настройки)** и потвърдете.
4. Направете желаните промени.



Запомнете съответните промени чрез натискане на бутона Enter.

5. Направете корекция на баланса на бялото, за да получите реалистично впечатление от промените.
- Настройките на изображението за избраната специалност са променени.

4.2.3 Дефинирани от потребителя настройки на картината

Направете дефинирани от потребителя настройки на картината и ги запомете като профил

Създайте дефинирани от потребителя профили на базата на съществуващите референтни профили и ги запомете под избрани от вас имена.

Указание: За въвеждането на дефинирано от потребителя име трябва да бъде свързана клавиатура.

Дефинираните от потребителя профили могат да бъдат запазени и без клавиатура – в този случай Вашите настройки се запазват с предварително настроените имена (User 1, User 2).

Могат да бъдат запомени два дефинирани от потребителя профила.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона Enter.

Процедирайте по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*
2. Отидете на опцията **Specialty (Специалност)** от менюто и потвърдете.
3. Отидете на меню опцията **User[n] adjust (Адаптация на потребител[и])** и потвърдете.
4. Отидете на опцията **Adjust (Адаптация)** от менюто и потвърдете.
5. Изберете референтния профил, който искате да използвате в дефинирания от потребителя профил, и потвърдете.
6. Върнете се в главното меню на **Settings (Настройки)** и потвърдете.
7. Направете желаните промени.

Избиране на референтен профил



8. Запазете промените си, като натиснете бутона Enter.
9. Върнете се в главното меню на **Specialty (Специалност)** и потвърдете.
10. Отидете на меню опцията **User[n] adjust (Адаптация на потребител[и])** и потвърдете.
11. Отидете на опцията **Rename (Смяна на името)** от менюто и потвърдете.

Въвеждане на име

12. Натиснете бутона с дясна стрелка на клавиатурата и въведете името на дефинирания от потребителя профил.
Името може да съдържа до 30 знака.
13. Потвърдете въвеждането с бутона Enter на клавиатурата.

> Името се приема за дефинирания от потребителя профил.

Дефинираният от потребителя профил е записан.

4.3 Връщане на фабричните настройки

4.3.1 Пълно връщане на фабричните настройки

Пълно връщане на фабричните настройки на уреда

ВНИМАНИЕ! Всички настройки се връщат към фабричните. При необходимост върнете фабричните настройки само за отделна специалност.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.

> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Options (Опции)** от менюто.

3. Натиснете бутона **Меню** за около 2 секунди.

> На екрана се отваря менюто Setup (Настройки).

4. Отидете на **Configuration (Конфигурация)** и потвърдете.

Фабрични настройки

5. Отидете на **Default settings (Фабрични настройки)** и потвърдете.

6. Изберете **Perform (Изпълнение)** и потвърдете.

> На екрана се отваря диалогов прозорец за потвърждение. Опцията **Perform (Изпълнение)** е активирана.

Когато искате да прекъснете процеса, изберете **Cancel (Прекъсване)** и потвърдете.

> Диалоговият прозорец се затваря и се показва менюто Setup (Настройки).

Когато искате да възстановите фабричните настройки на уреда, потвърдете избора.

> Уредът е с възстановени фабрични настройки и се стартира отново.

Връщат се фабричните си настройки на уреда.

4.3.2 Връщане на фабричните настройки на отделно направление

Връщане на стандартните настройки на картината

Следвайте долното описание, когато искате да възстановите стандартните настройки на картината за отделно направление.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на Enter.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.

> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Изберете направлението („Specialty“), чиито фабрични настройки искате да възстановите, както е описано в раздел 5.6.2.

Настройки

3. Отидете на **Settings (Настройки)** и потвърдете.

4. Отидете на **Reset? (Нулиране?)** и потвърдете.

5. Отидете на **Perform (Изпълнение)** и потвърдете.

Стандартните настройки на картината за специалността са възстановени.

5 Използване

5.1 Указания за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Промени на инсталацията

Опасност от пожар, късо съединение и електрически удар

- > Спазвайте указанията за безопасност и въвеждане в експлоатация в глава Монтиране
- > Не променяйте електрическата инсталация без оторизация
- > Когато при монтажа се използва разклонител, не включвайте допълнителни уреди без разрешение
- > Не се допуска последователно свързване на електрически разклонители



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Токова утечка при контакт с пациента

Опасност от електрически удар

- > Не докосвайте едновременно пациентите и корпусите или контактите на електрическите уреди, които могат да бъдат докосвани
- > Не докосвайте едновременно пациентите и немедицински електрически уреди



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разполагане на количка с оборудване в стерилната зона

Опасност от инфекция

- > Не разполагайте количка с оборудване в стерилната зона
- > Оразмерете дължините на кабелите по такъв начин, че да позволяват достатъчна свобода на движение, без това да нарушава стерилността
- > Фиксирайте световода в директното оперативно обкръжение по такъв начин, че те да не могат да паднат случайно



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показване на запис вместо на жива картина

Опасност за пациента

- > Следете постоянно, дали на монитора се показва живата картина от ендоскопската камера



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Взаимодействия с едновременно използвани уреди (например лазери, HF хирургия)

Опасност за пациента и потребителя, смущения в картината, повреждане на изделието

- > Уверете се, че всички използвани уреди отговарят поне на изискваните ВF условия, респективно CF условия в съответствие с IEC 60601-1
- > Спазвайте обозначенията и ръководството за употреба на използваните уреди
- > Избягвайте директния контакт на ендоскопа и проводимите части с активираните HF електроди
- > Не активирайте HF електроди в присъствието на ускоряващи горенето газове или течности
- > Изтеглете експлозивните газови смеси и течности преди използването на HF уреди



⚠ ПАЗЕТЕ СЕ

Електростатично разреждане при свързващия панел на монитора

Кратък срив на картината, опасност за пациентите

- > По време на провеждаща се интервенция не докосвайте свързващия панел и връзките на гърба на монитора

5.2 Квалификация на персонала

Изделието може да бъде използвано само от лекари и медицински помощен персонал, които изпълняват действащите на мястото на употреба нормативни изисквания във връзка с образование и квалификация, специализирани знания и практически опит по отношение на приложната ендоскопия.

5.3 Общи указания за използване

Указание: Разясненията за управлението на пациентите в този раздел са само за модели с функция за правене на снимки.

Започвайте всяка интервенция със създаването на нов пациент. По този начин ще бъдете сигурни, че направените по време на интервенцията снимки са записани в отделна папка.

За целта въведете данните на пациента, както е описано в [раздел 5.6.4](#).

Нов пациент В менюто намерете опцията „**New patient**“ („**Нов пациент**“). С натискане на тази опция изтривате съществуващите пациентски данни. Когато не искате да въведете данни на пациента, потвърдете все пак опцията, за да може да бъде създадена нова директория на USB-паметта за снимките, които ще бъдат направени впоследствие.

Достатъчно място за записване?

Уверете се, че е поставена USB памет с достатъчно свободно място за снимките.

В зависимост от използваните компоненти навигацията в менюто може да става чрез бутоните на предната страна на уреда, чрез бутоните на главата на камерата или чрез свързана клавиатура.

По-нататък е описано използването на предната страна на уреда, с изключение на записването на видео – тази функция може да се управлява само чрез главата на камерата или крачния прекъсвач.

5.4 Техническа проверка преди употреба

5.4.1 Визуална проверка

Извършване на визуална проверка

Преди всяка интервенция извършвайте визуална проверка.

Процедурите по следния начин:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Правилно разполагане? | 1. Уверете се, че уредът е разположен, както е описано в раздел 3.3.1 .
Внимавайте специално за правилното свързване на изравняването на потенциала.

Не използвайте уреда, когато не е разположен и свързан правилно. |
| Неповреден корпус? | 2. Уверете се, че по корпуса няма повреди.

Не използвайте уреда, когато по корпуса има външни повреди. |
| Повреден кабел? | 3. Уверете се, че мрежовият захранващ кабел не е повреден.

Не използвайте уреда, когато кабелът е повреден. |
| Буксата е суха и не е повредена? | 4. Уверете се, че по контактите в свързващата букса за главата на камерата няма влага и замърсявания.

Не използвайте уреда, когато в буксата има влага или когато контактите са замърсени. |
- Визуалната проверка е завършена.

5.4.2 Функционална проверка

Провеждане на функционална проверка

Преди всяка интервенция извършвайте функционална проверка.

Процедурите по следния начин:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Свързване на главата на камерата | 1. Свържете главата на камерата, както е описано в раздел 5.6.1 . |
| Включване на системата | 2. Включете всички системни компоненти, които искате да използвате за интервенцията. |
| Коригирайте баланса на бялото | 3. Коригирайте баланса на бялото, както е описано в раздел 5.6.3 . |
| Фокусиране на картината | 4. Насочете главата на камерата върху обект в помещението и фокусирайте картината.

Уверете се, че виждате ясна картина с добро качество.

Не използвайте системата, когато наблюдавате линии, изместване на цветовете или трептене или когато не можете да постигнете ясна картина с добро качество. |
5. Ориентирайте монитора така, че операторът да може да го вижда добре.
- Функционалната проверка е завършена.

5.5 Включване и изключване, разкачване на електрическото захранване

Включване на уреда

Процедурата по следния начин:

1. Включете уреда отзад.
 - > Уредът преминава в режим на готовност.



2. Натиснете превключвателя ВКЛ.
 - > Превключвателят ВКЛ. свети в бяло.

Уредът е включен.

Изключване на уреда

Процедурата по следния начин:



1. Изключете уреда от предната страна.
 - > Уредът преминава в режим на готовност.

За да изключите напълно уреда, натиснете главния прекъсвач на гърба на уреда.

За да изключите уреда от електрическото захранване, изтеглете кабела за електрическата мрежа. Щекерът на уреда служи за изключване на уреда от електрозахранването.

Уредът е изключен.

Изключете уреда от електрическото захранване

Процедурата по следния начин:

1. За да изключите уреда от електрическото захранване, изтеглете кабела за електрическата мрежа. Щекерът на уреда служи за изключване на уреда от електрозахранването.

Уверете се, че имате достъп до задната страна на уреда.

Уредът е напълно изключен от електрозахранването.

5.6 Подготовка за употреба

5.6.1 Вход на главата на камерата

Свързване на главата на камерата

ВНИМАНИЕ! Повреждане на кабела за камерата чрез прегъване, притискане или силно огъване. Не прегъвайте, не притискайте и не огъвайте силно кабела на камерата.

Процедурата по следния начин:



1. Вкарайте конектора изцяло в свързващата буска на уреда, докато се фиксира.

Главата на камерата е свързана.

5.6.2 Избор на посока на движение

Избиране на специалност



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутон на *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
> *Главното меню се отваря на екрана.*

2. Отидете на опцията **Specialty (Специалност)** от менюто и потвърдете. Могат да бъдат избрани следните оптимизирани настройки на камерата:

- Laparoscopy (Лапароскопия)
- Urology (Урология)
- URO Fiberscope (Урологичен фиброскоп)
- Gynecology (Гинекология)
- GYN Fiberscope (Гинекологичен фиброскоп)
- Arthroscopy (Артроскопия)
- ENT rigid (УНГ ригиден)
- ENT flexible (УНГ гъвкав ендоскоп)
- Neuroendoscopy (Невроендоскопия)

Изберете желаното направление и потвърдете.

> Параметрите на текущата специалност се възприемат.

Специалността е избрана.

5.6.3 Коригиране на баланса на бялото

Коригирайте баланса на бялото

Преди всяка интервенция извършвайте корекция на баланса на бялото.

Указание: Обърнете внимание, че околна светлина, която се отклонява значително от цветната температура на светлинния източник може да окаже влияние върху резултата от корекцията на баланса на бялото.

Процедурата по следния начин:

1. Свържете ендоскопа, който искате да използвате за интервенцията.
2. Свържете световода и светлинния източник, които искате да използвате за интервенцията.
3. Включете всички системни компоненти.
4. Насочете ендоскопа от разстояние от около **5 cm** към бял обект, например стерилна кърпа и фокусирайте картината.
5. Натиснете бутона **Баланс на бялото** на предната страна на управляващия блок за около 2 секунди или използвайте съответния бутон на главата на камерата.

5 cm разстояние



> *На екрана се показва съобщение **White balance OK (Корекция на баланса на бялото успешна)**.*



Показва ли се екранно съобщение „White balance failed“ („Корекция на баланса на бялото неуспешна“)?

Корекцията на баланса на бялото не е направена, както е описано по-горе.

Повторете корекцията на баланса на бялото.

- Корекция на баланса на бялото е извършена.

5.6.4 Въвеждане данните на пациента

Въведете данните на пациента (опция)

За въвеждането на данните на пациента трябва да бъде свързана клавиатура.



Използвайте бутоните-стрелки в менюто и потвърдете избора с бутона *Enter*.

Процедурата по следния начин:



1. Натиснете бутона **Меню** на предната страна на уреда за около 2 секунди.
 - > *Главното меню се отваря на екрана.*
 2. Отидете на опцията **Patient (Пациент)** от менюто и потвърдете.
 - > Активирана е опцията „Нов пациент“ от менюто.
 3. Натиснете бутона Дясна стрелка, за да изтриете съществуващите данни на пациента.
 4. Отидете в първото поле за въвеждане с бутона Долна стрелка.
 5. Въведете данните. Можете да преминавате от поле в поле с бутона **Enter**.
 6. Отидете на **Confirm selection (Потвърждение на въведеното)** и запаметете въведеното от вас чрез бутона Дясна стрелка.
 - > С първия запис в USB-паметта се създава нова директория, в която се записват снимките.
- Данните на пациента са въведени.

5.7 Създаване на записи

5.7.1 Създаване на снимки

Правене на снимка (при модели с възможност за свързване на USB памет)



ПАЗЕТЕ СЕ! Направените снимки могат да бъдат компресирани или променени чрез модифицирани настройки на изображението. Фотодокументацията не е подходяща за поставяне на диагноза.

Процедурата по следния начин:

1. Уверете се, че е свързана USB памет.
2. Натиснете спусъка.

В зависимост от модела, конфигурацията и свързаните принадлежности



- натиснете бутона **фотографиране** на предната страна на уреда,
 - натиснете съответния бутон на главата на камерата,
 - натиснете съответния крачен прекъсвач,
 - задействайте снимането в менюто.
- > Индикацията на главния екран показва направената снимка за около половин секунда (функция „Freeze“).
- > Снимката се записва на USB-паметта.

Снимката е направена.

5.7.2 Създаване на видеозаписи с външен уред

Създаване на фото и видео запис

Стартирането и спирането на видеото могат да се управляват само чрез бутоните на главата на камерата или чрез крачния прекъсвач. Главата на камерата или крачния прекъсвач трябва да бъдат конфигурирани по съответен начин. За записване на видео трябва да бъде свързано записващо устройство.

Вижте ръководството за употреба на записващото устройство.

Процедурата по следния начин:

1. Уверете се, че има свързано и включено записващо устройство.
2. Натиснете спусъка.

В зависимост от конфигурацията и свързаните принадлежности

- натиснете съответния бутон на главата на камерата,
- натиснете съответния крачен прекъсвач.

Записът е създаден.

5.8 Указания за съхранение и транспортиране

Съхранявайте изделието опаковано срещу проникване на прах в сухо помещение с добра вентилация и равномерна температура.

Преди прибиране за съхранение изключете уреда и откачете електрическия мрежов кабел и принадлежностите.

Внимавайте при складирането или междинното съхранение изделието да не може да бъде повредено от обкръжението.

За да бъде избегнато повреждане, пазете изделието от пряка слънчева светлина, радиоактивност и силни електромагнитни лъчения.

Изискванията към обкръжаващата среда за транспортиране, съхранение и експлоатация можете да намерите в [раздел 8.2](#).

6 Почистване и дезинфекция

6.1 Указания за безопасност



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради неправилно почистване

Опасност от пожар, късо съединение и електрически удар

- > Преди почистване изключете уреда от главния прекъсвач на гърба и го изключете от електрическата мрежа
- > Уверете се, че в уреда не прониква течност
- > Включване към електрическата мрежа само след пълно изсъхване

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване

Възможно е повреждане на уреда

- > Не използвайте капещи гъби или кърпи
- > Не използвайте абразивни средства или разтворители

6.2 Провеждане

Почистване на уреда

Процедурата по следния начин:

Изключете уреда от електрическото захранване

1. Изключете уреда от главния прекъсвач на гърба и изключете мрежовия кабел.

ВНИМАНИЕ! Повреждане на мрежовия кабел при дърпането му. Изключете от мрежата чрез издърпване на щепсела.

2. Почистете уреда.

Използвайте само леко навлажнена кърпа

Избършете външните повърхности с мека кърпа.

Навлажнете леко кърпата с разтвор на мек сапун или с изопропанол. Уверете се, че по контактите в щепсела не е проникнала влага.

3. Свържете уреда с електрическото захранване и включете отново от главния прекъсвач.

Почистването е завършено.

7 Техническа поддръжка и ремонт

7.1 Указания за безопасност



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност при неправилна поддръжка и ремонт

Опасност от пожар, късо съединение и електрически удар

- > Извършване на поддръжка и ремонт само от квалифициран персонал
- > Не правете промени по уреда

7.2 Квалификация на персонала

Специализиран персонал

Персоналът, който изпълнява поддръжката или свързаните с безопасността проверки на уреда, трябва да разполага със завършено подходящо образование и да познава действащите на мястото на монтиране административни разпоредби, свързани с безопасността.

Ремонтните работи трябва да бъдат изпълнявани само от оторизирани сервизни техници.

7.3 Техническа проверка за безопасност (STK)

Техническите проверки за безопасност е препоръчително да бъдат извършвани на всеки 12 месеца в съответствие с раздел 5 на IEC 62353.

Проверката обхваща:

- Проверка чрез оглед
- Измерване на предпазното съпротивление (само при уреди от клас на защита I)
- Измерване на токовите утечки
- Измерване на съпротивлението на изолацията

Документирани на резултатите

Документирайте резултатите от проверката в протокол в съответствие с раздел 6 и Приложение G на IEC 62353.

Препоръчваме всички компоненти на медицинските електрически системи да бъдат подлагани редовно на техническа проверка на безопасността и това да бъде документирано.

7.4 Смяна на батерията


Сменете батерията

Процедирайте по следния начин:

1. Изключете уреда от електрическото захранване и изключете мрежовия кабел.

ВНИМАНИЕ! Повреждане на мрежовия кабел при дърпането му. Изключете от мрежата чрез издърпване на щепсела.

2. Разхлабете винтовете на отделението за батерии.



Фигура 7-1: Сменете батерията.

3. Издърпайте отделението за батерии навън.
 4. Сменете батерията (VARTA CR2032).
 5. Внимателно поставете отделението за батериите обратно и го закрепете с винтовете.
- Смяната на батерията е завършена.

7.5 Смяна на предпазител


Смяна на предпазителя

Процедирайте по следния начин:

1. Изключете уреда от електрическото захранване и изключете мрежовия кабел.

ВНИМАНИЕ! Повреждане на мрежовия кабел при дърпането му. Изключете от мрежата чрез издърпване на щепсела.

2. Разхлабете основата на предпазителя с помощта на отвертка.



Фигура 7-2: Отвинтване на държача на предпазителя с помощта на отвертка.

3. Извадете внимателно държача на предпазителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящ електрически предпазител. Опасност от пожар. Използвайте само специфицираните в [раздел 8.3](#) предпазители и в никакъв случай не ги шунтирайте.

4. Сменете повредения предпазител.
 5. Върнете внимателно държача на предпазителя и го фиксирайте.
- Смяната на предпазителя е завършена.

7.6 Ремонт

Когато се налага ремонт на изделието, обърнете се към някой от нашите клонове. Данните за контакт можете да намерите на гърба на това ръководство за употреба.

Приложете към пратката възможно най-точно **описание на неизправността** и отбележете в товарителницата продуктовия номер и серийния номер на изделието. Тези данни може да намерите върху типовата табелка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контаминирано изделие

Опасност от инфекция

- > Подгответе изделието по съответен начин преди изпращането му (*глава 6*)
- > Обозначете контаминирани изделия

Изпращайте за ремонт само основно почистени уреди и принадлежности.

По възможност използвайте за изпращането оригиналния кашон. Обозначете на външната опаковка състоянието на подготовка.

Запазваме си правото да откажем приемането на необозначени пратки и да ги върнем обратно.

7.7 Действия при повреди, таблица с неизправности

Неизправност	Възможни причини	Начин на отстраняване
Изместена позиция на индикацията на дисплея	Съотношението на широчината и височината е настроено грешно.	Коригиране на позицията на индикацията на дисплея (<u>раздел 4.1.2</u>).
Картината е много тъмна, много малка осветеност.	Стъклените повърхности по главата на камерата са замърсени.	Почистете стъклените повърхности
	Упорити отлагания по стъклените повърхности.	Отстранете отлаганията
	Дефектен световод.	Свържете нов световод. Изпратете за ремонт
	Яркостта на камерата е намалена.	Увеличете яркостта на камерата.
	Дефектна оптика на ендоскопа.	Когато картината е тъмна дори и без камера, използвайте друг ендоскоп, изпратете повредения ендоскоп за ремонт.
	Осветлението е настроено така, че е твърде тъмно.	Увеличете силата на светлинния източник.
На монитора няма картина.	Няма електрическо захранване.	Свързване и включване на уреди (<u>глава 3</u>).
	Дефектен предпазител.	Смяна на предпазител (<u>глава 7</u>).
	Управляващият блок е свързан неправилно към монитора.	Правилно свързване на управляващия блок към монитора (<u>глава 3</u>).
	Дефектен видео кабел.	Сменете видео кабела.
	Свързващият кабел не е свързан или е повреден.	Свържете главата на камерата към управляващия блок. Проверете конектора за влага. Ако кабелът е дефектен, изпратете за ремонт
	Мониторът не е настроен за правилния входен сигнал.	Настройте монитора за правилния входен сигнал.
Неправилни дата/час.	Неправилно настроени дата/час.	Извършете правилна настройка на дата/час в менюто за управление на камерата.
	Изтощена или повредена батерия.	Смяна на батерията (<u>раздел 7.4</u>)

Неизправност	Възможни причини	Начин на отстраняване
Самостоятелно включване и изключване на светлинния източник.	Неизправност в MIS шината на камерата.	Изключете връзката между камерата и светлинния източник, изпратете камерата на ремонт.
	Неизправност в MIS шината на светлинния източник.	Изключете връзката между камерата и светлинния източник, изпратете светлинния източник на ремонт.

Таблица 7-1: Таблица с неизправности.

8 Характеристики на изделието

8.1 Технически данни

Размери (Ш x В x Д)	295 x 100 x 355 mm
Тегло	4,39 kg
Потребление на ток	0,8 - 0,4А
Захранващо напрежение	100-240 V~, 50/60 Hz
Клас на защита в съответствие с IEC 60601-1	Клас на защита I
Предпазител на уреда	T2.0AH 250 V
Честота на опресняване на изображение-то	50/60 Hz (може да се превключва)
Видео изходи	2x DVI 1080p 2x HD-SDI 1080p
Интерфейси	1x MIS шина 2x Remote IN, 2x Remote OUT 2x USB (95-3930) 1x USB (95-3910)
Клас на защита	IP 21
Класификация съгласно IEC/CISPR 11	Група 1, клас B

8.2 Условия на обкръжаващата среда

Условия на транспортиране и съхранение

Температура	-20 °C до +70 °C
Относителна влажност на въздуха	5% до 95%
Налягане на въздуха	50 kPa до 106 kPa

Експлоатационни условия

Температура	+10 °C до +40 °C
Относителна влажност на въздуха	5% до 95%
Налягане на въздуха	70 kPa до 106 kPa



⚠ ПАЗЕТЕ СЕ

Неспазване на условията на обкръжаващата среда

Невъзстановимо увреждане на тъканта или нежелана коагулация, нараняване на потребителя, материални щети

- > Спазвайте експлоатационните условия, както и условията за транспортиране и съхранение

8.3 Резервни части и принадлежности

Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности.

Наименование	Номер на артикула
Предпазител за малък ток T2.0AH 250V, 5x20 mm	A075305
MIS-шина кабел, 2,25 m	A057635
MIS-шина кабел, 0,75 m	A059584
DVI кабел, 2 m	A059579
3,5 mm жак кабел, 1,2 m	A056998
Кабели BNC, 2 m	BNC-BNC.2
Мрежов кабел (специфичен за отделните държави)	по заявка
USB клавиатура немско подреждане	PS00510
USB клавиатура, US подреждане	PS00511
Крачен прекъсвач	6226-ACAA-BZZZ-002
Кръгла батерия CR2032	A052755

Таблица 8-1: Резервни части и принадлежности.

8.4 Open-Source лицензи

Указание за лицензи с отворен код

Продуктът използва лицензи с отворен изходен код. Лицензионните условия ще намерите в приложената брошура за използваните Open Source лицензи.

9 Утилизация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контаминирано изделие

Опасност от инфекция

> Обработете изделието преди утилизация (*глава 6*)

Във връзка с утилизацията и рециклирането на изделието и неговите компоненти спазвайте действащите национални нормативни разпоредби.

Опаковката на продукта се състои от полиетиленова (PE) торбичка с PE пяна (0,50 kg) и гофрирана картонена кутия (1,18 kg). Другите компоненти включват вложка от велпапе (0,22 kg) и опаковка от мембранна възглавница, изработена от PE пластмасов филм и гофриран картон (0,30 kg).



Обозначените с този символ изделия подлежат на разделно събиране на електрически и електронни уреди. Утилизацията в рамките на Европейския съюз се извършва безплатно от производителя.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH
Robert-Bosch-Str. 1-3
79211 Denzlingen
Germany

