

## Spiegazioni dei simboli

### Simboli standard

Utilizziamo i seguenti simboli standardizzati sui nostri prodotti e nei nostri documenti:

	Marchio CE. Il prodotto soddisfa i requisiti delle disposizioni UE in vigore. I prodotti con classe di rischio più elevata, la cui certificazione è avvenuta attraverso un organismo notificato, sono contrassegnati con marchio CE in associazione con il numero identificativo dell'organismo notificato.
	Codice articolo
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Produttore
	Data di fabbricazione
	Non adatto all'uso in ambiente con risonanza magnetica
	Temperatura consentita durante lo stoccaggio e il trasporto
	Umidità relativa ammessa durante la conservazione e il trasporto
	Pressione atmosferica ammessa durante la conservazione e il trasporto
	Numero di lotto
	Attenzione
	Raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
	Contiene sostanze pericolose
	Aumento temperatura
	Apertura di uscita per radiazione laser
	Radiazioni laser invisibili (fronte)
	Radiazioni ottiche potenzialmente pericolose (retro)
	Numero di prodotti contenuti in riferimento al codice articolo



Compensazione del potenziale



Fusibile elettrico



Corrente alternata



Non sterile, sterilizzare prima di ogni utilizzo



Sterilizzato con radiazioni




Non sterilizzare nuovamente



Sistema a barriera sterile singola



Fragile, maneggiare con cura



Tenere lontano dalla luce solare diretta



Non utilizzare se la confezione è danneggiata e seguire le istruzioni per l'uso



Non riutilizzare



Utilizzabile sino a



Indica il mandatario in Svizzera


---

	Attacco USB
	Applicatore di tipo BF conforme a IEC 60601-1
	Applicatore di tipo BF con protezione defibrillazione
	Applicatore di tipo CF conforme a IEC 60601-1
	Applicatore di tipo CF con protezione defibrillazione
	ON / Standby
	Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso
	Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso
	Simbolo di avvertimento generale
	Avviso di rischio biologico, pericolo di infezione
	Avviso di pericolo per tensione elettrica pericolosa
	Avviso di superfici incandescenti
	Avviso di radiazione laser
	Avviso di radiazioni ottiche

---

## Altri simboli

Oltre ai simboli standard, utilizziamo i seguenti simboli sui nostri prodotti e nei nostri documenti:

	Il prodotto è idoneo per la sterilizzazione in autoclave
	Bloccaggio
	Sbloccaggio
	Bilanciamento del bianco
	Registrazione foto
	Registrazione video
	Dispositivo rimesso a nuovo („refurbished device“)
	La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita o la prescrizione medica di questo apparecchio
	Sensibili all'infrarosso (NIR)
	Modalità imaging verde NIR-FI
	Modalità imaging contrasto NIR-FI
	Modalità imaging intensità NIR-FI
	Registrazione video attiva
	Laser acceso

TPO018-121-04

Version: 0

29 - Feb - 2024