




















Verklaring van symbolen

Normsymbolen

We gebruiken de volgende gestandaardiseerde symbolen op onze producten en in onze documenten:

	CE-markering. Het product beantwoordt aan de eisen van de geldende EU-regelgeving. Producten uit hogere risicoklassen, waar een aangemelde instantie betrokken was bij de certificering, dragen het CE-teken in combinatie met het identificatienummer van de aangemelde instantie.
	Artikelnummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Fabrikant
	Productiedatum
	Niet voor gebruik in omgevingen met magnetische resonantie
	Toegestane temperatuur tijdens opslag en transport
	Toegestane relatieve luchtvochtigheid tijdens opslag en transport
	Toegestane luchtdruk tijdens opslag en transport
	Batchnummer
	Voorzichtig
	Gescheiden verzameling van elektrische en elektronische gebruikte apparatuur
	Bevat gevaarlijke stoffen
	Hoge temperatuur
	Uitgangsopening voor laserstraling
	Onzichtbare laserstralen (voorkant)
	Mogelijk gevaarlijke optische straling (achterkant)
	Aantal meegeleverde producten met betrekking tot het artikelnummer



Equipotentiaal



Elektrische zekering



Wisselstroom




Niet-steriel, vóór elk gebruik steriliseren



Gesteriliseerd door straling




Niet opnieuw steriliseren



Eenvoudig steriel barrière-systeem



Breekbaar, voorzichtig behandelen



Beschermen tegen zonlicht



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en de gebruiksaanwijzing volgen

















Niet hergebruiken



Te gebruiken tot



Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland aan

	USB-aansluiting
	Toepassingsonderdeel van het type BF conform IEC 60601-1
	Defibrillatiebeschermd toepassingsonderdeel van het type BF
	Toepassingsonderdeel van het type CF conform IEC 60601-1
	Defibrillatiebeschermd toepassingsonderdeel van het type CF
	AAN / Stand-by
	De gebruiksaanwijzing lezen en naleven
	De gebruiksaanwijzing lezen en naleven
	Algemeen waarschuwingssymbool
	Waarschuwing voor biologisch gevaar, infectiegevaar
	Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
	Waarschuwing voor hete oppervlakken
	Waarschuwing voor laserstraling
	Waarschuwing voor optische straling

Overige symbolen

Naast de normsymbolen gebruiken we de volgende symbolen op onze producten en in onze documenten:

	Het product is geschikt voor sterilisatie in de autoclaaf
	Vergrendeling
	Ontgrendeling
	Witbalans
	Foto-opname
	Video-opname
	Als gereviseerd hulpmiddel ('refurbished device')
	De verkoop of voorschrijving van dit product door een arts is onderhevig aan de beperkingen van de federale Amerikaanse wetten
	NIR-gevoelig
	Beeldvormingsmodus NIR-FI Groen
	Beeldvormingsmodus NIR-FI Contrast
	Beeldvormingsmodus NIR-FI Intensiteit
	Video-opname actief
	Laser ingeschakeld

TPO018-121-06

Version: 0

29 - Feb - 2024