

Semnificație simboluri

Simboluri standard

Utilizăm următoarele simboluri standardizate pe produsele și în documentele noastre:



Marcaj CE. Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor UE aplicabile. Produsele din clase de risc mai ridicat, în a căror certificare a fost implicat un organism notificat, sunt prevăzute cu marcajul CE împreună cu numărul de identificare al organismului notificat.



Număr articol



Număr de serie



Dispozitiv medical



Producător



Data fabricației



Nu este destinat utilizării în medii cu rezonanță magnetică



Temperatură permisă în timpul depozitării și transportului



Umiditate relativă permisă a aerului în timpul depozitării și transportului



Presiune atmosferică permisă în timpul depozitării și transportului



Număr de lot



Precauție



Colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate



Conține substanțe periculoase



Temperatură ridicată



Orificiu de ieșire pentru razele laser



Radiație laser invizibilă (partea anterioară)



Radiații optice potențial periculoase (partea posterioară)



Număr de produse conținute în raport cu numărul de articol



Echipotențial



Siguranța electrică



Curent alternativ




Nesteril, a se steriliza înainte de utilizare



Sterilizat prin radiații




Nu reesterilizați



Sistem cu barieră sterilă simplă



Fragil, manevrați cu grijă



A se feri de lumina soarelui



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și respectați instrucțiunile de utilizare

















Nu reutilizați



Poate fi utilizat până la

















Indică reprezentantul autorizat în Elveția

	Conexiune USB
	Parte aplicată de tip BF conform IEC 60601-1
	Parte aplicată protejată la defibrilație, de tip BF
	Parte aplicată de tip CF conform IEC 60601-1
	Parte aplicată protejată la defibrilație, de tip CF
	PORNIT / Standby (Așteptare)
	Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare
	Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare
	Simbol de avertizare general
	Avertisment privind riscurile biologice, pericol de infecție
	Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă
	Avertisment privind suprafețele fierbinți
	Avertisment privind razele laser
	Avertisment cu privire la radiația optică

Alte simboluri

Pe lângă simbolurile standard, utilizăm următoarele simboluri pe produsele și în documentele noastre:

	Produsul este adecvat pentru sterilizarea prin autoclavare
	Blocare
	Deblocare
	Balans de alb
	Captură foto
	Înregistrare video
	Ca produs complet recondiționat („refurbished device“)
	Legislația federală SUA permite comercializarea produsului doar de către un medic sau în urma unei comenzi din partea acestuia
	Sensibil la NIR
	Modul redare imagine NIR-FI Verde
	Modul redare imagine NIR-FI Contrast
	Modul redare imagine NIR-FI Intensitate
	Înregistrare video activă
	Laserul este activat

TPO018-121-103

Version: 0

29 - Feb - 2024