

Objašnjenje simbola

Standardni simboli

Na našim proizvodima i u našim dokumentima upotrebljavamo sljedeće standardizirane simbole:



Oznaka CE. Proizvod ispunjava zahtjeve važećih propisa EU. Proizvodi viših razreda rizika za koje je prijavljeno tijelo sudjelovalo u certificiranju nose oznaku CE u kombinaciji s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela.



Broj artikla



Serijski broj



Medicinski proizvod



Proizvođač



Datum proizvodnje



Proizvod nije predviđen za primjenu u okruženju magnetske rezonancije



Dopuštena temperatura tijekom skladištenja i transporta



Dopuštena relativna vlažnost zraka tijekom skladištenja i transporta



Dopušteni tlak zraka tijekom skladištenja i transporta



Broj proizvodne serije



Oprez



Odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme



Sadrži opasne tvari



Povećana temperatura



Izlazni otvor za lasersko zračenje



Nevidljivo lasersko zračenje (prednja strana)



Moguće opasno optičko zračenje (stražnja strana)



Broj sadržanih proizvoda u odnosu na broj artikla



Izjednačenje potencijala



Električni osigurač



Izmjenična struja




Nesterilno, sterilizirati prije svake uporabe



Sterilizirano zračenjem




Ne sterilizirati ponovno



Sustav jednostruke sterilne barijere



Lomljivo, pažljivo rukovati



Ne izlažite sunčevom svjetlu



Ne koristiti ako je ambalaža oštećena i pridržavajte se uputa za upotrebu



Ne upotrebljavati ponovno



Može se koristiti do



Es zeigt den bevollmächtigten Vertreter in der Schweiz



USB priključak



Primijenjeni dio tipa BF u skladu s normom IEC 60601-1



Primijenjeni dio tipa BF otporan na struju defibrilatora



Dio za primjenu tipa CF u skladu s normom IEC 60601-1



Primijenjeni dio tipa CF otporan na struju defibrilatora



UKLJUČENO/pripravnost



Pročitajte upute za upotrebu i pridržavajte ih se



Pročitajte upute za upotrebu i pridržavajte ih se



Opći znak upozorenja



Upozorenje na biološku opasnost, opasnost od infekcije



Upozorenje na opasan električni napon



Upozorenje na vruće površine

















Upozorenje na lasersko zračenje



Upozorenje na optičko zračenje

Ostali simboli

Osim standardnih simbola, na našim proizvodima i u našim dokumentima upotrebljavamo sljedeće simbole:

	Proizvod je prikladan za sterilizaciju u autoklavima
	Blokada
	Deblokada
	Kalibracija bijele
	Snimanje fotografije
	Snimanje videozapisa
	Kao potpuno prerađeni proizvod („refurbished device“)
	Američki savezni zakon ograničava prodaju ili propisivanje ovog proizvoda isključivo na liječnike
	Osjetljivo na NIR
	Način rada snimanja NIR-FI Zelena
	Način rada snimanja NIR-FI Kontrast
	Način rada snimanja NIR-FI Intenzitet
	Snimanje videozapisa aktivno
	Laser je uključen

TPO018-121-105

Version: 0

29 - Feb - 2024