


Objaśnienia symboli

Symbole standardowe

Na naszych produktach i w naszych dokumentach stosujemy następujące znormalizowane symbole:

	Oznaczenie CE. Produkt spełnia wymogi następujących przepisów UE. Wyroby o wyższych klasach ryzyka, których certyfikację przeprowadziła wyznaczona jednostka, są oznaczone znakiem CE w połączeniu z numerem identyfikacyjnym wyznaczonej jednostki.
	Numer artykułu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Producent
	Data produkcji
	Nie stosować w pobliżu aparatu MRI
	Dopuszczalna temperatura podczas przechowywania i transportu
	Dopuszczalna względna wilgotność powietrza w trakcie magazynowania i transportu
	Dopuszczalne ciśnienie powietrza w trakcie magazynowania i transportu
	Numer partii
	Przeostoga
	Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	Zawiera substancje niebezpieczne
	Podwyższona temperatura
	Otwór wylotowy promieniowania laserowego
	Niewidoczne promieniowanie laserowe (przednia strona)
	Potencjalnie niebezpieczne promieniowanie optyczne (tylna strona)
	Liczba otrzymywanych produktów w odniesieniu do numeru artykułu



Wyrównywanie potencjału



Bezpiecznik elektryczny



Prąd przemienny




Niesterylne, sterylizować przed każdym użyciem



Sterylicacja radiacyjna




Nie sterylizować ponownie



System pojedynczej bariery sterylnej



Kruchy, obchodzić się ostrożnie



Chronić przed światłem słonecznym



Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone i przestrzegać instrukcji użycia



Nie używać ponownie



Data ważności



Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela w Szwajcarii



Port USB



Część użytkowa typu BF zgodnie z IEC 60601-1



Część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta typu BF z zabezpieczeniem przed defibrylacją



Część użytkowa typu CF zgodnie z IEC 60601-1



Część użytkowa z ochroną przeciwefibrilacyjną typu CF



Włącz/tryb czuwania



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i jej przestrzegać



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i jej przestrzegać



Ogólny symbol ostrzegawczy



Ostrzeżenie przed zagrożeniem biologicznym, ryzykiem zakażenia



Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi napięciami elektrycznymi



Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

















Ostrzeżenie przed promieniami lasera



Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym

Inne symbole

Oprócz symboli standardowych na naszych produktach i w naszych dokumentach stosujemy następujące symbole:

	Produkt nadaje się do sterylizacji w autoklawie
	Blokada
	Odblokowanie
	Balans bieli
	Wykonanie fotografii
	Rejestracja wideo
	Wyrób medyczny całkowicie odtworzony („refurbished device”)
	Sprzedaż lub przepisanie tego produktu przez lekarza podlega ograniczeniom ustawy federalnej USA
	NIR-sensitiv
	Tryb obrazowania NIR-FI Zielone
	Tryb obrazowania NIR-FI Kontrast
	Tryb obrazowania NIR-FI Intensywność
	Rejestracja wideo aktywne
	Laser włączony

TPO018-121-12

Version: 0

29 - Feb - 2024