

Simbolių paaiškinimas

Standartiniai simboliai

Mūsų gaminiai žymimi ir mūsų dokumentuose naudojami šie standartizuoti simboliai:



CE ženklavimas. Gaminys atitinka galiojančių ES reglamentų reikalavimus. Aukštesnės rizikos klasių gaminiai, į kurių sertifikavimą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, kartu su paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeriu yra pažymėti CE ženklu.



Detalės numeris



Serijos numeris



Medicinos priemonė



Gamintojas



Gamybos data



Negalima naudoti magnetinio rezonanso aplinkoje



Leistina sandėliavimo ir transportavimo temperatūra



Leistina santykinė oro drėgmė laikant ir transportuojant



Leistinas oro slėgis laikant ir transportuojant



Partijos numeris



Atsargiai



Atskiras elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimas



Sudėtyje yra pavojingų medžiagų



Padidėjusi temperatūra



Lazerio spinduliuotės išėjimo anga



Nematoma lazerio spinduliuotė (priekinė pusė)



Galimai pavojinga optinė spinduliuotė (kita pusė)



Produktų skaičius, susijęs su prekės numeriu



Potencialų išlyginimas



Elektros saugiklis



Kintamoji srovė




Nesterilūs, sterilizuoti prieš kiekvieną naudojimą



Sterilizuotas radiacija




Nesterilizuoti pakartotinai



Vienguba sterili barjerinė sistema



Trapus, elkitės atsargiai



Saugoti nuo saulės šviesos



Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir vadovautis naudojimo instrukcija



Nenaudoti pakartotinai



Galima naudoti iki



Nurodo įgaliotąjį atstovą Šveicarijoje



USB jungtis



Naudojama BF tipo dalis pagal IEC 60601–1



Naudojama BF tipo nuo defibriliacijos apsaugota dalis



Naudojama CF tipo dalis pagal IEC 60601–1



Naudojama CF tipo nuo defibriliacijos apsaugota dalis



ĮJ. / budėjimo režimas



Perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijos



Perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijos



Bendrasis įspėjamasis ženklas



Įspėjimas dėl biologinio pavojaus, infekcijos pavojaus



Įspėjimas dėl pavojingos elektros įtampos



Įspėjimas dėl karštų paviršių

















Įspėjimas dėl lazerinės spinduliuotės



Įspėjimas dėl optinės spinduliuotės

Kiti simboliai

Be standartinių simbolių, ant mūsų gaminių ir mūsų dokumentuose naudojame šiuos simbolius:

	Gaminį galima sterilizuoti autoklave
	Užrakinimas
	Atrakinimas
	Baltos spalvos balansas
	Fotografavimas
	Vaizdo įrašymas
	Rekonstruota priemonė („refurbished device“)
	Parduodant šį gaminį ar jį išrašant gydytojui taikomi JAV federaliniame įstatyme numatyti apribojimai
	NIR jautrus
	Vaizdo perdavimo režimas NIR-FI žalia spalva
	Vaizdo perdavimo režimas NIR-FI kontrastas
	Vaizdo perdavimo režimas NIR-FI intensyvumas
	Aktyvus vaizdo įrašymas
	Lazeris įjungtas

TPO018-121-125

Version: 0

29 - Feb - 2024