

## Symbolforklaringer

### Standardsymboler

Vi anvender følgende standardiserede symboler på vores produkter og i vores dokumenter:



CE-mærkning. Produktet opfylder kravene i de gældende EU-regler. Produkter med højere risikoklasser, som er blevet certificeret af et bemyndiget organ, har fået CE-mærkningen i forbindelse med registreringsnummeret for det pågældende organ.



Artikelnummer



Serienummer



Medicinsk udstyr



Producent



Fremstillingsdato



Må ikke anvendes i omgivelser med magnetisk resonans



Tilladt temperatur under opbevaring og transport



Tilladt relativ luftfugtighed under opbevaring og transport



Tilladt lufttryk under opbevaring og transport



Batchnummer



Forsigtig



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Indeholder farlige stoffer



Forhøjet temperatur



Udgangsåbning for laserstråling



Usynlig læserstråling (forside)



Mulighed for farlig optisk stråling (bagside)



Antal produkter med det relevante artikelnummer



Potentialudligning



Elektrisk beskyttelse



Vekselstrøm




Usteril; skal steriliseres før hver brug



Steriliseret med stråling




Må ikke gensteriliseres



Enkelt sterilt barrieresystem



Skrøbelig, håndteres med forsigtighed



Må ikke udsættes for sollys



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, og følg brugervejledningen



Må ikke genbruges

















Kan bruges indtil



Angiver den autoriserede repræsentant i Schweiz

---

	USB-tilslutning
	Brugerdel af typen BF iht. IEC 60601-1
	Defibrilleringsbeskyttet brugerdel af typen BF
	Brugerdel af typen CF iht. IEC 60601-1
	Defibrilleringsbeskyttet brugerdel af typen CF
	TIL / Standby
	Læs og følg brugervejledningen
	Læs og følg brugervejledningen
	Generelt advarselstegn
	Advarsel om biologiske risici, infektionsfare
	Advarsel om farlig elektrisk spænding
	Advarsel om varme overflader
	Advarsel om laserstråler
	Advarsel mod optisk stråling

---

## Andre symboler

Ud over standardsymbolerne anvender vi følgende symboler på vores produkter og i vores dokumenter:

	Produktet er egnet til sterilisation i autoklave
	Låsning
	Oplåsning
	Hvidbalance
	Fotooptagelse
	Videoptagelse
	Som nystandsats produkt („refurbished device“)
	En læge, der sælger eller ordinerer dette produkt, skal overholde begrænsningerne i den amerikanske lovgivning
	NIR-sensitiv
	Billedannelsestilstand NIR-FI Grøn
	Billedannelsestilstand NIR-FI Kontrast
	Billedannelsestilstand NIR-FI Intensitet
	Videoptagelse aktiv
	Laser tændt

TPO018-121-13

Version: 0

29 - Feb - 2024