

Vysvětlení symbolů

Normativní symboly

Na našich výrobcích a v našich dokumentech používáme následující standardizované symboly:



Označení CE. Výrobek splňuje požadavky platných nařízení EU. Výrobky vyšších tříd rizika, na jejichž certifikaci se podílel oznamovaný subjekt, nesou označení CE spolu s identifikačním číslem tohoto oznamového subjektu.



Katalogové číslo



Sériové číslo



Zdravotnický prostředek



Výrobce



Datum výroby



Nepřípustné k použití v prostředí magnetické rezonance



Přípustná teplota při skladování a přepravě



Přípustná relativní vlhkost vzduchu při skladování a přepravě



Přípustný tlak vzduchu při skladování a přepravě



Kód šarže



Pozor



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení



Obsahuje nebezpečné látky



Zvýšená teplota



Výstupní otvor pro laserové záření



Neviditelné laserové záření (přední strana)



Možnost nebezpečného optického záření (zadní strana)



Počet obsažených výrobků u katalogového čísla



Vyrovnaní napětí



Nadproudová ochrana



Střídavý proud




Nesterilní, před každým použitím sterilizujte



Sterilizováno zářením




Nesterilizujte znovu



System jednoduché sterilní bariéry



Křehké, zacházejte opatrně



Chraňte před slunečním zářením



V případě poškození obalu nepoužívejte a dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití



Nepoužívejte znovu



Použitelnost do



Označuje autorizovaného zástupce ve Švýcarsku



Přípojka USB



Aplikační díl typu BF podle IEC 60601-1



Aplikační díl typu BF s ochranou před defibrilací



Aplikační díl typu CF podle EN 60601-1



Aplikační díl typu CF s ochranou před defibrilací



ZAP / Standby



Přečtěte si a dodržujte návod k použití



Přečtěte si a dodržujte návod k použití



Symbol obecného varování



Varování před biologickým ohrožením, nebezpečí infekce



Varování před nebezpečným elektrickým napětím



Varování před horkými povrchy



Varování před laserovým zářením



Varování před optickým zářením

Další symboly

Kromě normativních symbolů používáme na našich výrobcích a v našich dokumentech následující symboly:

	Výrobek je vhodný ke sterilizaci v autoklávech
	Zablokování
	Odblokování
	Vyrovnání bílé
	Pořízení fotografie
	Videozáznam
	Jako nově renovovaný výrobek („refurbished device“)
	Prodej nebo lékařský předpis předepsaný lékařem podléhá omezením Federálního zákona (USA)
	NIR citlivé
	Zobrazovací režim NIR-FI zelená
	Zobrazovací režim NIR-FI kontrast
	Zobrazovací režim NIR-FI intenzita
	Nahrávání videa aktivní
	Laser je zapnutý

TPO018-121-14

Version: 0

29 - Feb - 2024