

Szimbólumok magyarázata

Szabványos szimbólumok

Termékeinken és dokumentumainkban a következő szabványos szimbólumokat használjuk:



CE-jelölés. A termék megfelel az érvényes EU-szabályok követelményeinek. A tanúsító testület által tanúsított, magasabb kockázati osztályú termékeken szerepel a CE-jelölés, valamint a tanúsító testület azonosítószáma.



Cikkszám



Sorozatszám



Orvostechnikai eszköz



Gyártó



Gyártási dátum



Nem használható mágnesrezonanciás környezetben



Megengedett hőmérséklet tárolás és szállítás közben



Megengedett relatív páratartalom tárolás és szállítás közben



Megengedett légnyomás tárolás és szállítás közben



Gyártási tétel száma



Vigyázat:



Elektromos és elektronikus selejtkészülékek elkülönített gyűjtése



Veszélyes anyagokat tartalmaz



Megemelkedett hőmérséklet



A lézersugár kivezető nyílása



Láthatatlan lézersugárzás (elülső oldal)



Esetlegesen veszélyes optikai sugárzás (háttoldal)



Tartalmazott termékek darabszáma cikkszám szerint



Potenciálkiegyenlítés



Elektromos biztosító



Váltóáram




Nem steril, használat előtt sterilizálni kell



Sugárossal sterilizált




Ne sterilizálja újra



Egyszeres sterilgát-rendszer



Törékeny, óvatosan kell kezelni



Napfénytől védve tartandó



Ne használja, ha a csomagolás sérült, és olvassa el a használati útmutatót



Ne használja fel újra



Használja addig



A meghatalmazott svájci képviselőt mutatja



USB-csatlakozás



IEC 60601-1 szabvány szerinti BF típusú páciensoldali rész



BF típusú defibrilláció elleni védelemmel rendelkező betegoldali rész



IEC 60601-1 szabvány szerinti CF típus alkalmazási része



A CF típusú defibrilláció elleni védelemmel rendelkező betegoldali rész



BE / Standby (Készenlét)



Olvassa el és kövesse a használati útmutatókat



Olvassa el és kövesse a használati útmutatókat



Általános figyelmeztető jelzés



Figyelmeztetés biológiai veszélyeztetésre, fertőzésveszélyre



Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre



Figyelmeztetés forró felületre

















Figyelmeztetés lézersugárra



Figyelmeztetés optikai sugárzásra

Egyéb szimbólumok

A szabványos szimbólumokon kívül termékeinken és dokumentumainkban a következő szimbólumokat használjuk:

	A termék autoklávban történő sterilizálásra alkalmas
	Reteszelés
	Kireteszelés
	Fehérkiegyenlítés
	Fényképkészítés
	Videófelvétel
	Teljesen felújított termék („refurbished device“)
	A jelen termék orvos általi értékesítésére vagy felírására az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek korlátozásai vonatkoznak
	NIR-érzékeny
	NIR-FI képmegjelenítési üzemmód – zöld
	NIR-FI képmegjelenítési üzemmód – kontraszt
	NIR-FI képmegjelenítési üzemmód – intenzitás
	Videófelvétel aktív
	A lézer bekapcsolva

TPO018-121-16

Version: 0

29 - Feb - 2024