

## Επεξήγηση συμβόλων

### Τυποποιημένα σύμβολα

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα τυποποιημένα σύμβολα στα προϊόντα και στα έγγραφά μας:



Σήμα CE. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών της ΕΕ. Προϊόντα ανώτερων κατηγοριών κινδύνου, για την πιστοποίηση των οποίων είχε εμπλακεί κοινοποιημένος φορέας, φέρουν το σήμα CE σε συνδυασμό με τον κωδικό του κοινοποιημένου φορέα.



Αριθμός προϊόντος



Αριθμός σειράς



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Κατασκευαστής



Ημερομηνία κατασκευής



Ακατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού



Επιτρεπόμενη θερμοκρασία κατά την αποθήκευση και μεταφορά



Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία αέρα κατά την αποθήκευση και μεταφορά



Επιτρεπόμενη πίεση αέρα κατά την αποθήκευση και μεταφορά



Αριθμός παρτίδας



Προσοχή



Ξεχωριστή συλλογή μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών



Περιέχει επικίνδυνες ουσίες



Αυξημένη θερμοκρασία



Άνοιγμα εξόδου για ακτινοβολία λέιζερ



Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ (εμπρόσθια πλευρά)



Πιθανώς επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία (οπίσθια πλευρά)



Αριθμός περιεχόμενων προϊόντων βάσει του αριθμού προϊόντος



Ισοδυναμική σύνδεση



Ηλεκτρική ασφάλεια



Εναλλασσόμενο ρεύμα




Μη αποστειρωμένο, να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση



Αποστειρωμένο με ακτινοβολία




Μην αποστειρώνετε ξανά



Ενιαίο σύστημα φραγμού αποστείρωσης



Εύθραστο, χειριστείτε με προσοχή



Προστατέψτε από την έκθεση στο ηλιακό φως



Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



Μην επαναχρησιμοποιείτε



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι



Καθορίζει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελβετία



Σύνδεση USB



Εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1



Προστατευμένο από απινιδωτές εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF



Εξάρτημα εφαρμογής τύπου CF σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1



Προστατευμένο από απινιδωτές εξάρτημα εφαρμογής τύπου CF



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/Αναμονή



Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης



Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης



Γενικό προειδοποιητικό σήμα



Προειδοποίηση για βιολογικό κίνδυνο, κίνδυνο μόλυνσης



Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση



Προειδοποίηση για επιφάνεια υψηλής θερμοκρασίας

















Προειδοποίηση για ακτινοβολία λέιζερ



Προειδοποίηση οπτικής ακτινοβολίας

## Περαιτέρω σύμβολα

Εκτός από τα τυποποιημένα σύμβολα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα σύμβολα στα προϊόντα και στα έγγραφά μας:

	Το προϊόν είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε αυτόκαυστο
	Ασφάλιση
	Απασφάλιση
	Εξισορρόπηση λευκού
	Λήψη φωτογραφίας
	Λήψη βίντεο
	Ως νέο ανακατασκευασμένο προϊόν («refurbished device»)
	Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση του προϊόντος αποκλειστικά σε ιατρούς ή κατ' εντολή τους
	Ευαίσθητο στο NIR
	Λειτουργία απεικόνισης NIR-FI Πράσινο
	Λειτουργία απεικόνισης NIR-FI Αντίθεση
	Λειτουργία απεικόνισης NIR-FI Ένταση
	Λήψη βίντεο ενεργή
	Λείζερ ενεργοποιημένο

TPO018-121-17

Version: 0

29 - Feb - 2024