




















Explicação dos símbolos

Símbolos convencionados

Utilizamos os seguintes símbolos convencionados nos nossos produtos e documentos:

	Marcação CE. O produto cumpre os requisitos relativos à regulamentação da UE aplicável. Os produtos das classes de risco mais elevadas, em cuja certificação estejam envolvidos organismos notificados, apresentam a marcação CE em conjunto com o número de identificação do organismo notificado.
	Número do artigo
	Número de série
	Dispositivo médico
	Fabricante
	Data de fabrico
	Não utilizar em ambiente de ressonância magnética
	Temperatura admissível durante o armazenamento e o transporte
	Humidade relativa do ar permitida durante o armazenamento e transporte
	Pressão do ar permitida durante o armazenamento e transporte
	Número do lote
	Atenção
	Recolha separada de dispositivos elétricos e eletrónicos usados
	Contém substâncias perigosas
	Temperatura elevada
	Abertura de saída para radiação laser
	Radiação laser invisível (lado da frente)
	Radiação ótica possivelmente perigosa (lado de trás)
	Número de produtos incluídos de acordo com a referência do artigo



Equipotencial



Fusível elétrico



Corrente alternada




Não esterilizado, esterilizar antes de cada utilização



Esterilizado por radiação




Não reesterilizar



Sistema de barreira estéril única



Frágil, manusear com cuidado



Proteger da luz solar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada e observar as instruções de utilização

















Não reutilizar



Validade

















Indica o representante autorizado na Suíça

	Ligação USB
	Unidade de aplicação do tipo BF de acordo com IEC 60601-1
	Protetor de desfibrilhação da unidade de aplicação do tipo BF
	Unidade de aplicação do tipo CF de acordo com IEC 60601-1
	Protetor de desfibrilhação da unidade de aplicação do tipo CF
	LIGAR/Standby
	Ler e respeitar as instruções de utilização
	Ler e respeitar as instruções de utilização
	Símbolo gerais de aviso
	Aviso de risco biológico, perigo de infeção
	Aviso de tensão elétrica perigosa
	Aviso de superfícies quentes
	Aviso de radiação laser
	Atenção à radiação ótica

Outros símbolos

Além dos símbolos normativos, utilizamos os seguintes símbolos nos nossos produtos e documentos:

	Este produto é adequado para esterilização em autoclave
	Sistema de bloqueio
	Desbloqueio
	Equilíbrio de brancos
	Captura de fotografias
	Captura de vídeo
	Como produto totalmente renovado (“refurbished device”)
	A venda ou prescrição deste produto por um médico está sujeita às restrições da Lei Federal dos EUA
	Sensível a NIR
	Modo de imagiologia NIR-FI Verde
	Modo de imagiologia NIR-FI Contraste
	Modo de imagiologia NIR-FI Intensidade
	Captura de vídeo ativa
	Laser ativado

TPO018-121-18
Version: 0
29 - Feb - 2024