

Symbolien selitykset

Standardsymbolit

Käytämme tuotteissamme ja asiakirjoissamme seuraavia standardoituja symboleja:



CE-merkintä. Tuote täyttää voimassa olevien EU-asetusten vaatimukset. Korkean riskiluokan tuotteissa, joiden sertifiointiin osallistui ilmoitettu laitos, kirjataan CE-merkinnän yhteyteen ilmoitetun laitoksen tunnus.



Tuotenumero



Sarjanumero



Lääkinnällinen laite



Valmistaja



Valmistuspäivämäärä



Ei käytettäväksi magneettikuvausympäristössä



Sallittu lämpötila varastoinnin ja kuljetuksen aikana



Sallittu suhteellinen ilmankosteus varastoinnin ja kuljetuksen aikana



Sallittu ilmanpaine varastoinnin ja kuljetuksen aikana



Eränumero



Huomio



Sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräys



Sisältää vaarallisia aineita



Korkea lämpötila



Lasersäteen lähtöportti



Näkymätön lasersäteily (etupuoli)



Mahdollisesti vaarallinen optinen säteily (taustapuoli)



Tuotenumeroon sisältyvien tuotteiden lukumäärä



Potentiaalintasaus



Sähköeristys



Vaihtovirta




Ei-steriili, steriloi ennen jokaista käyttöä



Säteilyllä steriloitu



Älä steriloi uudelleen



Yksinkertainen steriilisulkujärjestelmä



Hauras, käsittele varoen



Suojattava auringonvalolta



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut ja noudata käyttöohjeita





Älä käytä uudelleen



Voidaan käyttää asti

















Osoittaa valtuutetun edustajan Sveitsissä

	USB-liitäntä
	Tyypin BF käyttöosa, standardin IEC 60601-1 mukainen
	Tyypin BF defibrillaatiosuojattu käyttöosa
	Tyypin CF käyttöosa, standardin IEC 60601-1 mukainen
	Tyypin CF defibrillaatiosuojattu käyttöosa
	Virta-/valmiustilapainike
	Lue käyttöohjeet ja noudata niitä
	Lue käyttöohjeet ja noudata niitä
	Yleinen varoitusmerkki
	Varoitus biologisesta vaarasta tai infektiovaarasta
	Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä
	Varoitus kuumista pinnoista
	Varoitus lasersäteilystä
	Varoitus optisesta säteilystä

Muut symbolit

Käytämme tuotteissamme ja asiakirjoissamme standardisymbolien lisäksi seuraavia symboleja:

	Tuote soveltuu steriloitavaksi autoklaavissa
	Lukitus
	Avaus
	Valkotasapainon säätö
	Valokuvauspainike
	Videotallennus
	Kunnostettu laite ("refurbished device")
	Yhdysvaltojen lain mukaan tätä tuotetta saa myydä tai määrätä ainoastaan lääkäri
	NIR-herkkä
	Kuvaustila NIR-FI Vihreä
	Kuvaustila NIR-FI Kontrasti
	Kuvaustila NIR-FI Voimakkuus
	Videotallennus aktiivinen
	Laser päällä

TPO018-121-19

Version: 0

29 - Feb - 2024