

Symbolerklärungen

Normsymbole

Wir verwenden die folgenden, standardisierten Symbole auf unseren Produkten und in unseren Dokumenten:



CE-Kennzeichnung. Das Produkt erfüllt die Anforderungen geltender EU-Regularien. Produkte höherer Risikoklassen, bei deren Zertifizierung eine Benannte Stelle involviert war, tragen das CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Benannten Stelle.



Artikelnummer



Seriennummer



Medizinprodukt



Hersteller



Herstellungsdatum



Nicht zum Einsatz in Magnetresonanz-Umgebung



Zulässige Temperatur während Lagerung und Transport



Zulässige relative Luftfeuchtigkeit während Lagerung und Transport



Zulässiger Luftdruck während Lagerung und Transport



Chargennummer



Vorsicht



Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Enthält gefährliche Substanzen



Erhöhte Temperatur



Austrittsöffnung für Laserstrahlung



Unsichtbare Laserstrahlung (Vorderseite)









Möglicherweise gefährliche optische Strahlung (Rückseite)















Anzahl der enthaltenen Produkte bezogen auf die Artikelnummer

| | |
|---|---|
|  | Potentialausgleich |
|  | Elektrische Sicherung |
|  | Wechselstrom |
|  | Unsteril, vor jedem Gebrauch sterilisieren |
|  | Strahlensterilisiert |
|  | Nicht erneut sterilisieren |
|  | Einfaches Sterilbarriersystem |
|  | Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben |
|  | Vor Sonnenlicht schützen |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten |
|  | Nicht wiederverwenden |
|  | Verwendbar bis |
|  | Zeigt den Bevollmächtigten in der Schweiz an |
|  | USB-Anschluss |
|  | Anwendungsteil des Typs BF gemäß IEC 60601-1 |
|  | Defibrillationsgeschütztes Anwendungsteil des Typs BF |
|  | Anwendungsteil des Typs CF gemäß IEC 60601-1 |
|  | Defibrillationsgeschütztes Anwendungsteil des Typs CF |
|  | EIN / Standby |
|  | Gebrauchsanweisung lesen und beachten |
|  | Gebrauchsanweisung lesen und beachten |

| | |
|---|--|
|  | Allgemeines Warnzeichen |
|  | Warnung vor Biogefährdung, Infektionsgefahr |
|  | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung |
|  | Warnung vor heißen Oberflächen |
|  | Warnung vor Laserstrahlung |
|  | Warnung vor optischer Strahlung |

Weitere Symbole

Wir verwenden zusätzlich zu den Normsymbolen die folgenden Symbole auf unseren Produkten und in unseren Dokumenten:

| | |
|---|--|
|  | Das Produkt ist für die Sterilisation im Autoklaven geeignet |
|  | Verriegelung |
|  | Entriegelung |
|  | Weißabgleich |
|  | Fotoaufnahme |
|  | Videoaufnahme |
|  | Als neu aufbereitetes Produkt („refurbished device“) |
|  | Der Verkauf oder die Verschreibung dieses Produkts durch einen Arzt unterliegen den Beschränkungen des US-Bundesgesetzes |
|  | NIR-sensitiv |
|  | Bildgebungsmodus NIR-FI Grün |
|  | Bildgebungsmodus NIR-FI Kontrast |
|  | Bildgebungsmodus NIR-FI Intensität |



Videoaufnahme aktiv



Laser eingeschaltet

TPO018-121-00

Version: 0

29 - Feb - 2024