




















Vysvetlenie symbolov

Štandardné symboly

Na našich výrobkoch a v našich dokumentoch používame nasledujúce štandardizované symboly:

| | |
|---|--|
|  | Označenie CE Výrobok spĺňa požiadavky platných noriem EÚ. Výrobky vyšších rizikových tried, do ktorých certifikácie bol zapojený notifikovaný orgán, nesú značku CE v spojení s identifikačným číslom notifikovaného orgánu. |
|  | Číslo výrobku |
|  | Sériové číslo |
|  | Zdravotnícka pomôcka |
|  | Výrobca |
|  | Dátum výroby |
|  | Nie je vhodné na použitie v prostredí magnetickej rezonancie |
|  | Prípustná teplota počas skladovania a prepravy |
|  | Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu počas skladovania a prepravy |
|  | Prípustný tlak vzduchu počas skladovania a prepravy |
|  | Číslo šarže |
|  | Upozornenie |
|  | Separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení |
|  | Obsahuje nebezpečné látky |
|  | Zvýšená teplota |
|  | Únikový otvor laserového žiarenia |
|  | Neviditeľné laserové žiarenie (predná strana) |
|  | Potenciálne nebezpečné optické žiarenie (zadná strana) |
|  | Počet zahrnutých výrobkov vzťahujúcich sa k číslu výrobku |



Vyrovnanie potenciálu



Elektrická poistka



Striedavý prúd




Nesterilné, pred každým použitím sterilizujte



Sterilizované žiarením




Nesterilizujte znova



System s jednou sterilnou bariérou




Krehké, zaobchádzajte opatrne



Chráňte pred slnečným svetlom



Nepoužívajte, ak je obal poškodený a dodržiavajte návod na použitie



Nepoužívajte znova



Možno používať do



Zobrazuje autorizovaného zástupcu vo Švajčiarsku



Prípojka USB



Aplikačný diel typu BF podľa IEC 60601-1



Aplikačný diel chránený pred defibriláciou typu BF



Aplikačný diel typu CF podľa IEC 60601-1



Aplikačný diel chránený pred defibriláciou typu CF



ZAP. / Standby (pohotovostný režim)



Prečítajte si a dodržiavajte návod na použitie



Prečítajte si a dodržiavajte návod na použitie



Všeobecná výstražná značka



Pozor, nebezpečenstvo biologického ohrozenia, nebezpečenstvo infekcie



Pozor, nebezpečné elektrické napätie



Pozor, nebezpečne horúci povrch



Pozor, laserové žiarenie



Pozor, optické žiarenie

Ďalšie symboly

Okrem štandardných symbolov používame na našich výrobkoch a v našich dokumentoch nasledujúce symboly:



Výrobok je vhodný na sterilizáciu v autokláve



Zablokovanie



Odblokovanie



Vyváženie bielej



Záznam fotografie



Videozáznam



Renovovaný výrobok („refurbished device“)



Predaj alebo predpis tohto výrobku lekárom podlieha obmedzeniam federálneho zákona USA



NIR senzitívny



Spektroskopický režim NIR FI zelená



Spektroskopický režim NIR FI kontrast



Spektroskopický režim NIR FI intenzita



Aktívne videozáznam



Zapnutý laser

TPO018-121-102

Version: 0

29 - Feb - 2024