

## Förklaring av symboler

### Standardsymboler

Vi använder följande standardiserade symboler på våra produkter och i våra dokument:



CE-beteckning. Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-regelverk. Produkter av högre riskklasser, vid vilkas certifiering ett anmält organ varit involverat, bär CE-märkningen tillsammans med det anmälda organets identifikationsnummer.



Artikelnummer



Serienummer



Medicinteknisk produkt



Tillverkare



Tillverkningsdatum



Inte för användning i miljö med magnetisk resonans



Tillåten temperatur under förvaring och transport



Tillåten relativ luftfuktighet under förvaring och transport



Tillåtet lufttryck under förvaring och transport



Satsnummer



Observera



Separat avfallshantering av gamla el- och elektronikenheter



Innehåller farliga ämnen



Förhöjd temperatur



Utgångsöppning för laserstrålning



Osynlig laserstrålning (framsida)



Potentiellt farlig optisk strålning (baksida)



Antal ingående produkter baserat på artikelnummer



Potentialutjämning



Elektrisk säkring



Växelström




Icke-steril, ska steriliseras före varje användning



Steriliserad med strålning




Får inte steriliseras på nytt



Enkelt sterilt barriärsystem



Bräcklig, hantera med försiktighet



Skyddas mot solljus



Använd inte om förpackningen är skadad och följ bruksanvisningen



Får ej återanvändas

















Kan användas till den



Anger den auktoriserade representanten i Schweiz

---

	USB-anslutning
	Patientansluten del av typ BF enligt IEC 60601-1
	Defibrilleringsskyddad patientansluten del av typen BF
	Patientansluten del av typ CF enligt IEC 60601-1
	Defibrilleringsskyddad patientansluten del av typen CF
	PÅ/Standby
	Läs och beakta bruksanvisningen
	Läs och beakta bruksanvisningen
	Allmänna varningar
	Varning för biologisk risk, infektionsrisk
	Varning för farlig elektrisk spänning
	Varning för het yta
	Varning för laserstrålning
	Varning för optisk strålning

---

## Övriga symboler

Utöver standardsymbolerna använder vi följande symboler på våra produkter och i våra dokument:

	Produkten lämpar sig för sterilisering i autoklav
	Spärr
	Upplåsning
	Vitbalans
	Bildupptagning
	Videoupptagning
	Som helrenoverad produkt ("refurbished device")
	Vid försäljning eller förskrivning av produkten av en läkare gäller restriktionerna i USA:s federala lag
	NIR-känslig
	Avbildningsläge NIR-FI grön
	Avbildningsläge NIR-FI kontrast
	Avbildningsläge NIR-FI intensitet
	Videoupptagning aktiv
	Laser påslagen

TPO018-121-11

Version: 0

29 - Feb - 2024