




















Обяснение на символите

Стандартни символи

Ние използваме следните стандартизирани символи върху нашите продукти и в нашите документи:

	СЕ маркировка. Изделието отговаря на изискванията на валидните разпоредби на ЕС. Изделията от по-висок клас на риск, при чието сертифициране е участвал нотифициран орган, носят СЕ маркировка във връзка с идентификационния номер на нотифицирания орган.
	Номер на артикула
	Сериен номер
	Медицинско изделие
	Производител
	Дата на производство
	Да не се използва в магнитно-резонансна среда
	Допустима температура по време на съхранение и транспортиране
	Допустима относителна влажност по време на транспорт и съхранение
	Допустимо атмосферно налягане по време на транспорт и съхранение
	Номер на партида
	Пазете се
	Разделно събиране на стари електрически и електронни уреди
	Съдържа опасни вещества
	Повишена температура
	Изходен отвор за лазерно лъчение
	Невидимо лазерно лъчение (отпред)
	Възможно опасно оптично излъчване (отзад)
	Брой на съдържащите се продукти по отношение номера на артикула



Изравняване на потенциала



Електрическа защита



Променлив ток




Нестерилно, стерилизирайте преди всяка употреба



Радиационно стерилизиран




Не стерилизирайте повторно



Единична стерилна бариерна система



Чуплив, боравете внимателно



Дръжте далеч от слънчева светлина



Не използвайте при нарушена опаковка и спазвайте ръководството за употреба

















Не използвайте повторно



Може да се използва до

















Показва упълномощения представител в Швейцария

	USB конектор
	Работна част от тип BF съгласно IEC 60601-1
	Защитена от дефибрилация работна част от тип BF
	Работна част от тип CF съгласно IEC 60601-1
	Защитена от дефибрилация работна част от тип CF
	ВКЛЮЧЕНО/ Standby
	Прочетете и спазвайте ръководството за употреба
	Прочетете и спазвайте Ръководство за употреба
	Общи предупредителни знаци
	Предупрежд. за биолог. опасн., риск от инфекция
	Предупрежд. за опасно ел. напрежение
	Предупреждение за горещи повърхности
	Предупреждение за лазерно лъчение
	Предупреждение за оптично излъчване

Други символи

В допълнение към стандартните символи използваме следните символи върху нашите продукти и в нашите документи:

	Изделието е подходящо за стерилизация в автоклави
	Блокиране
	Деблокиране
	Баланс на бялото
	Фотографиране
	Видеозапис
	Напълно преработено изделие („refurbished device“)
	Продажбата или предписването на това изделие от лекар подлежат на ограничението от Федералния закон на САЩ
	NIR-чувствителни
	Режим на образна диагностика NIR-FI Зелен
	Режим на образна диагностика NIR-FI Контраст
	Режим на образна диагностика NIR-FI Интензитет
	Активен видеозапис
	Лазерът е включен

TPO018-121-113

Version: 0

29 - Feb - 2024