

Sümbolite selgitused

Standardsümbolid

Kasutame oma toodetel ja dokumentides järgmisi standarditud sümboleid.



CE-tähistus. Toode vastab asjakohaste EL-i määruste nõuetele. Suurema riskiklassi tooted, mille sertifitseerimisel oli kaasatud teavitatud asutus, kannavad CE-tähistust koos teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga.



Tootenumbr



Seerianumber



Meditsiiniseade



Tootja



Valmistamiskuupäev



Mitte kasutada magnetresonantsi piirkonnas



Ladustamise ja transportimise ajal lubatud temperatuur



Lubatud suhteline õhuniiskus hoidmise ja transportimise ajal



Lubatud suhteline õhurõhk hoidmise ja transportimise ajal



Partii number



Ettevaatust



Elektri- ja elektroonikaromude eraldi kogumine



Sisaldab ohtlikke aineid



Kõrgenenud temperatuur



Laserkiirguse väljumisava



Nähtamatu laserkiirgus (esikälg)



Võimalik ohtlik optiline kiirgus (tagakälg)



Sisalduvate toodete arv tootenumbri kohta



Potentsiaaliühtlustus



Automaatne kaitse



Vahelduvvool




Mittesteriilne, steriliseerige enne iga kasutuskorda



Kiirgus steriliseeritud




Ärge steriliseerige uuesti



Ühekordne steriilse barjääri süsteem



Habras, käsitseda ettevaatlikult



Kaitske päikesevalguse eest



Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud ja järgige kasutusjuhendit

















Mitte uuesti kasutada



Võib kasutada kuni



Näitab volitatud esindajat Šveitsis

	USB-liides
	Tüübi BF rakendusosa standardi IEC 60601-1 järgi
	Tüübi BF defibrillatsioonikaitsega rakendusseade
	Tüübi CF rakendusosa standardi IEC 60601-1 järgi
	Tüübi CF defibrillatsioonikaitsega rakendusseade
	SISSE LÜLITATUD / ooterežiim
	Lugege ja järgige kasutusjuhendit
	Lugege ja järgige kasutusjuhendit
	Üldised ohumärgid
	Bioohu hoiatus, infektsioonioht
	Ohtliku elektripinge hoiatus
	Hoiatus kuumade pindade eest
	Hoiatus laserkiirguse eest
	Hoiatus optilise kiirguse eest

Muud sümbolid

Lisaks standardsümbolitele kasutame oma toodetel ja dokumentides järgmisi sümboleid.

	Toode on mõeldud steriliseerimiseks autoklaavides
	Lukustus
	Lukustuse eemaldamine
	Valge tasakaalustamine
	Pildistamine
	Videosalvestus
	Täielikult uuendatud toode („refurbished device“)
	USA föderaalseadus lubab seda seadet müüa vaid arstile või arsti tellimusel
	NIR-sensitiivne
	Kuvamisrežiim NIR-FI Roheline
	Kuvamisrežiim NIR-FI Kontrast
	Kuvamisrežiim NIR-FI Intensiivsus
	Videosalvestus aktiivne
	Laser sisse lülitatud

TPO018-121-123

Version: 0

29 - Feb - 2024