





Potenciālu izlīdzināšana



Elektriskais drošinātājs



Mainstrāva




Nesterils, sterilizēt pirms katras lietošanas reizes



Sterilizēts ar starojumu




Nesterilizēt atkārtoti



Viena sterilās barjeras sistēma



Trausls, rīkojieties uzmanīgi



Sargāt no tiešiem saules stariem



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, ņemiet vērā lietošanas instrukciju



Nelietojiet atkārtoti



Var lietot līdz



Rāda pilnvaroto pārstāvi Šveicē



USB pieslēgvietā



BF veida izmantotā daļa saskaņā ar IEC 60601-1



Pret defibrilāciju aizsargāta BF veida izmantotā daļa



CF veida izmantotā daļa saskaņā ar IEC 60601-1



Pret defibrilāciju aizsargāta CF veida izmantotā daļa



IESLĒGTS/dīkstāve



Izlasiet un ievērojiet lietošanas pamācību.



Izlasiet un ievērojiet lietošanas pamācību.



Vispārēja brīdinājuma zīme



Brīdinājums par bioloģisku apdraudējumu, inficēšanās risks



Brīdinājums par bīstamu elektrisko spriegumu



Brīdinājums par karstām virsmām



Brīdinājums par lāzera starojumu



Brīdinājums par optisko starojumu

## Citi simboli

Papildus standarta simboliem uz mūsu izstrādājumiem un dokumentācijā izmantojam tālāk norādītos simbolus:



Produkts ir piemērots sterilizācijai autoklāvā



Bloķēšana



Atbloķēšana



Baltā izlīdzināšana



Fotoattēlu uzņemšana



Video uzņemšana



Kā pilnībā atjaunots produkts („refurbished device“)



Šī produkta pārdošana vai ārsta receptes izrakstīšana ir pakļauta ASV federālā likuma ierobežojumiem.



NIR jutīgs



Attēlveidošanas režīms NIR FI, zaļš



Attēlveidošanas režīms NIR FI, kontrasts



Attēlveidošanas režīms NIR FI, intensitāte



Aktīva video uzņemšana



Lāzers ieslēgts

TPO018-121-124

Version: 0

29 - Feb - 2024