

HD Optiken



- Hochauflösende HD Optiken speziell für die FlexiVision 100 mit Kamerakopf
- Stabliniensystem für hervorragende Bilder
- Verschiedene Blickwinkel und Weitwinkel, sowie verschiedene Arbeitslängen

Art.-Nr.	Arbeits-Ø	Arbeitslänge	Blickrichtung	Bildwinkel
ME.27120.0085	2,7 mm	110 mm	0°	95°
ME.27120.3085	2,7 mm	110 mm	30°	85°
ME.27120.7085	2,7 mm	110 mm	70°	80°
ME.27210.0085	2,7 mm	187 mm	0°	95°
ME.27210.3085	2,7 mm	187 mm	30°	85°
ME.27210.7085	2,7 mm	187 mm	70°	80°
ME.40175.00100	4,0 mm	175 mm	0°	100°
ME.40175.30100	4,0 mm	175 mm	30°	100°
ME.40175.70100	4,0 mm	175 mm	70°	100°
ME.500312.0070	5,0 mm	312 mm	0°	70°
ME.500312.3070	5,0 mm	312 mm	30°	70°
ME.100344.0070	10,0 mm	344 mm	0°	70°
ME.100344.3070	10,0 mm	344 mm	30°	70°